

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tablice-do-cwiczen-manualnych-p-3273.html>



Tablice do ćwiczeń manualnych

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TM-TM-TB/O-S

Opis produktu

Tablice do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem TB/O-S - skuteczna rehabilitacja i terapia manualna

Tablica do ćwiczeń manualnych TB/O-S to profesjonalne urządzenie rehabilitacyjne, które wspomaga terapię manualną dłoni, nadgarstków i palców. To idealne rozwiązanie dla pacjentów po operacjach kończyny górnej, urazach dłoni, nadgarstka czy przedramienia. Dzięki swojej konstrukcji tablica manualna doskonale sprawdza się zarówno w placówkach rehabilitacyjnych, jak i w warunkach domowych, pomagając w skutecznym odzyskiwaniu sprawności manualnej.

Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały

Tablica do ćwiczeń ręki TB/O-S została wykonana z trwałej sklejki, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz estetyczny wygląd. Zamontowane na niej elementy, takie jak przyrządy do ćwiczeń, wykonane są z litego drewna, co gwarantuje ich wytrzymałość i naturalny charakter. Stalowa podstawa, pokryta lakierem proszkowym, zapewnia odporność na korozję oraz ułatwia utrzymanie tablicy w czystości.

Wszechstronność i funkcjonalność

Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem TB/O-S oferuje szerokie możliwości rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dzięki różnym funkcjom pozwala na stopniowe dostosowywanie intensywności ćwiczeń:

- **Regulowana wysokość (55-90 cm)** – umożliwia idealne dopasowanie tablicy do wzrostu pacjenta, zwiększając komfort użytkowania.
- **Cztery obciążniki (po 0,25 kg)** – pozwalają na stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.
- **Esy i pięć linek oporowych** – oferują różne poziomy oporu, umożliwiając wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
- **Siatka rehabilitacyjna w obręczy napinającej** – wspiera pracę zginaczy i prostowników palców, co przyczynia się do kompleksowej rehabilitacji.

Bezpieczeństwo i stabilność

Tablica do ćwiczeń manualnych TB/O-S wyposażona jest w antypoślizgowe stopki z olejoodpornej gumy, które minimalizują wpływ nierówności podłoża i zapewniają stabilność podczas użytkowania. Solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach.

Tablice do ćwiczeń manualnych; wymiary i parametry techniczne;

- **Długość:** 104 cm
- **Szerokość:** 53 cm
- **Regulacja wysokości:** 55-90 cm
- **Maksymalne obciążenie:** 15 kg

Zastosowanie tablicy do ćwiczeń manualnych

Tablica do ćwiczeń ręki TB/O-S jest rekomendowana dla osób po urazach, operacjach kończyny górnej oraz w ramach rehabilitacji profilaktycznej i leczniczej. Regularne korzystanie z tablicy manualnej poprawia siłę mięśni, koordynację oraz zakres ruchu dłoni i nadgarstków. To doskonałe narzędzie zarówno dla fizjoterapeutów, jak i osób kontynuujących rehabilitację w warunkach domowych.

Wybierz tablicę do ćwiczeń manualnych TB/O-S i wspieraj efektywną rehabilitację dłoni oraz nadgarstków już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.