

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-chromowany-z-podnozkiem-cromo-p-470.html>

Taboret chromowany z podnóżkiem CROMO



Cena brutto	759,00 zł
Cena netto	702,78 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-TR6

Opis produktu

Taboret CROMO posiada chromowaną konstrukcję z jezdnyimi kółkami i podnóżkiem, które nadają mu wyjątkowej elegancji. Może on stanowić wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy fryzjerskich. Producent wyposażył taboret w siłownik gazowy dzięki czemu użytkownik może dostosować wysokość siedziska do własnych potrzeb. Natomiast pięć jezdnych kółek powoduje, iż z łatwością można go przestawić. Siedzisko taboretu pokryte jest wysokiej jakości materiałem skóropodobnym dlatego jest łatwy do utrzymania w czystości.

Taboret chromowany z podnóżkiem CROMO, cechy:

- solidna, chromowana konstrukcja
- regulacja wysokości siedziska przy pomocy podnośnika gazowego
- wygodne siedzisko
- siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- chromowany podnóżek
- pięć jezdnych kółek
- łatwy do utrzymania w czystości

Taboret do przychodni chromowany z podnóżkiem, dane techniczne:

- wysokość: od 62 cm do 88 cm
- podstawa: Ø 62
- siedzisko: Ø 34
- dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 10,00 zł) , 102 miedziowy (+ 10,00 zł) , 106 śliwka (+ 10,00 zł) , 107 morski (+ 10,00 zł) , 108 grafit (+ 10,00 zł)