

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-do-gabinetu-lekarskiego-tb-02ko-p-2456.html>

Taboret do gabinetu lekarskiego TB-02KO



Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	1 017,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-02
Kod producenta	TB-02-000-RM-T

Opis produktu

Taboret do gabinetu lekarskiego może on stanowić wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych oraz stomatologicznych. Podstawa pięcioramienna, ze stali kwasoodpornej, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą. Siedzisko zostało pokryte materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje. Wysokość siedziska, można regulować dzięki siłownikowi pneumatycznemu, dźwignią ręczną.

Taboret do gabinetu lekarskiego, cechy:

- estetyczny wygląd
- do gabinetów lekarskich, kosmetycznych oraz stomatologicznych
- pięcioramienna podstawa, ze stali kwasoodpornej
- koła (w tym dwa z blokadą)
- siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym
- odporny na dezynfekcje
- siłownik pneumatyczny (dźwignia ręczna)
- sprzedawany z 8%VAT

Taboret do gabinetu lekarskiego, dostępny jest w dwóch wersjach:

- na siłowniku małym
- na siłowniku dużym

Taboret do gabinetu lekarskiego, na siłowniku małym, dane techniczne:

- średnica podstawy: 600 mm
- średnica siedziska: 350 mm
- wysokość siedziska: 480-600 mm

Taboret do gabinetu lekarskiego, na siłowniku dużym, dane techniczne:

- średnica podstawy: 600 mm
- średnica siedziska: 350 mm
- wysokość siedziska: 650-900 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wybierz model siłownika: nie wybrano , siłownik MAŁY , siłownik DUŻY (+ 30,00 zł)