

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-do-gabinetu-pielęgniarki-p-2493.html>



Taboret do gabinetu pielęgniarki

Cena brutto	2 106,00 zł
Cena netto	1 950,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-04KO/P (NP) p
Kod producenta	TB-03-112-RM-T_-K2

Opis produktu

Taboret do gabinetu pielęgniarki wykonany jest ze stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9). Może on stanowić również wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy fryzjerskich. Pięcioramienna podstawa, została wyposażona w koła w obudowie stalowej, ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą z podporą pod nogi. Siedzisko, podłokietniki oraz oparcie, zostały pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję. Taboret został wyposażony tak, by zapewnić maksimum komfortu w trakcie użytkowania, dlatego jest on idealny dla osób, które pracują długotrwale w pozycji siedzącej. Głównym atutem produktu jest wyposażenie w siłownik pneumatyczny, dźwignią ręczną.

Taboret do gabinetu pielęgniarki, cechy:

- estetyczny wygląd
- wykonanie ze stali kwasoodpornej (gat. H18N9)
- podłokietniki
- oparcie
- wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych
- pięcioramienna podstawa
- koła ocynkowane (w tym 2 z hamulcem)
- podpórka na nogi
- maksimum komfortu
- siłownik pneumatyczny - dźwignia ręczna

Taboret do gabinetu pielęgniarki, dane techniczne:

- średnica podstawy: 600 mm
- średnica siedziska: 350 mm
- wysokość siedziska: 550-670 mm
- wymiary podłokietnika: 250x75x40 mm
- szerokość całkowita: 630 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy ,

T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy