

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-do-gabinetu-stomatologicznego-p-2487.html>

Taboret do gabinetu stomatologicznego



Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	1 017,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-03
Kod producenta	TB-03-000-RM-T

Opis produktu

Taboret do gabinetu stomatologicznego został estetycznie wykonany. Stanowi on wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych oraz stomatologicznych. Siedzisko zostało pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję. Podstawa taboretu, została wykonana z giętkiego kształtownika, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, a jego pięcioramienna podstawa, została wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą.

Dodatkowo Taboret posiada regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną.

Taboret do gabinetu stomatologicznego, cechy:

- do gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych
- siedzisko z materiału zmywalnego
- podstawa pięcioramienna
- stelaż ze stali kwasoodpornej
- koła w tym 2 z blokadą
- regulacja wysokości - dźwignia ręczna
- estetyczny wygląd
- sprzedawany z 8%VAT

Taboret do gabinetu stomatologicznego, dostępne modele:

- TB-02KO (NP) na siłowniku małym
- TB-02KO (NP) na siłowniku dużym

Taboret do gabinetu stomatologicznego na siłowniku małym:

- wymiary:średnica podstawy: 600 mm
- średnica siedziska: 350 mm
- wysokość siedziska: 550-670 mm

Taboret do gabinetu stomatologicznego na siłowniku dużym:

- średnica podstawy: 600 mm
- średnica siedziska: 350 mm
- wysokość siedziska: 715-965 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wybierz model siłownika: nie wybrano , siłownik MAŁY , siłownik DUŻY (+ 20,00 zł)