

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-lekarski-stomatologiczny-p-2281.html>



Taboret lekarski - stomatologiczny

Cena brutto	804,00 zł
Cena netto	744,44 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JDT1

Opis produktu

Taboret lekarski - stomatologiczny ma chromowaną podstawę osadzoną na 5 kółkach jezdnych. Regulacja stołka jest możliwa dzięki siłownikowi gazowemu, który umożliwia dopasowanie odpowiedniej wysokości do potrzeb jego użytkownika. Mechanizm znajdujący się pod siedziskiem, umożliwia regulację kąta nachylenia. Siedzisko jest wykonane z antypoślizgowego, łatwo zmywalnego poliuretanu odpornego na ścieranie i środki czyszczące. Dopuszczalne obciążenie do 150 kg.

Taboret lekarski - stomatologiczny, cechy:

- chromowana podstawa,
- regulacja wysokości taboretu,
- regulacja kąta nachylenia,
- siedzisko wykonane z antypoślizgowego poliuretanu
- estetyczny wygląd

Taboret lekarski - stomatologiczny, dane techniczne:

- Wysokość: 47-60 cm
- Wymiar siedziska (szer. x gł.): 32x46 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 3,2 kg
- Średnica podstawy: Ø 62

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor siedziska: czarny