

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-lekarski-z-chromowana-podstawa-p-2798.html>

Taboret lekarski z chromowaną podstawą



Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-TL-TCHR

Opis produktu

Taboret ten jest sprzętem stanowiącym wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni medycznych, domów opieki, szpitali oraz innych placówek medycznych. Posiada stabilną konstrukcję na którą składa się podstawa chromowana. Jego podstawa posiada pięć jezdnych kółek, które ułatwiają przemieszczanie. Siedzisko taboretu pokryte jest materiałem skóropodobnym co pozwala na jego łatwe czyszczenie. Taboret wyposażony jest w podnośnik gazowy, dzięki któremu regulacja wysokości położenia siedziska jest wygodna i łatwa.

Istnieje opcja wyboru koloru tapicerki.

Cechy taboretu:

- do gabinetów lekarskich, przychodni medycznych, domów opieki, szpitali
- stabilny
- podstawa chromowana
- 5 kółek
- pokryty materiałem skóropodobnym
- łatwy w utrzymaniu czystości
- regulacja wysokości
- wybór koloru tapicerki
- **sprzedawany z 23% VAT**
- **produkowany w Polsce**

Dane techniczne:

- wysokość minimalna: 510mm
- wysokość maksymalna: 710mm
- średnica siedziska: 330mm
- średnica podstawy: 640mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki CPL: 1004 łososiowy , 1017 pomarańczowy , 1044 beżowy , 1089 jasny pomarań. , 1123 żółty ,

1158 brązowy , 3022 czerwony , 3036 wrzosowy , 5141 niebieski , 5153 granatowy , 5154 błękitny , 5161 fioletowy , 6021 zielony pistacjowy , 6100 zielony medyczny , 7000 szary , 6001 zielony trawiasty , 9001 biały , 9005 - czarny