

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-lekarski-z-siownikiem-p-2366.html>

Taboret lekarski z siownikiem



Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 250,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-02
Kod producenta	TB-02-100-RM-T

Opis produktu

Taboret, **estetycznie wykonany**. Może on stanowić **wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych oraz stomatologicznych**. Podstawa **pięcioramienna, ze stali kwasoodpornej**, wyposażona w koła w obudowie **stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm**, w tym **dwa z blokadą** z podporą pod nogi. Siedzisko zostało pokryte **materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje**. Wysokość siedziska, można regulować dzięki siłownikowi pneumatycznemu, **dźwignią ręczną**.

Cechy produktu:

- estetyczny wygląd
- do gabinetów lekarskich, kosmetycznych oraz stomatologicznych
- pięcioramienna podstawa, ze stali kwasoodpornej
- koła (w tym dwa z blokadą)
- siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym
- odporny na dezynfekcje
- siłownik pneumatyczny (dźwignia ręczna)

Dane techniczne taboretu z siłownikiem małym:

- średnica podstawy: **600 mm**
- średnica siedziska: **350 mm**
- wysokość siedziska: **480-600 mm**

Dane techniczne taboretu z siłownikiem dużym:

- średnica podstawy: **600 mm**
- średnica siedziska: **350 mm**
- wysokość siedziska: **650-900 mm**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: brak , siłownik mały , siłownik duży (+ 24,00 zł)

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy ,

T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy