

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-medyczny-obrotowy-bona-p-467.html>

Taboret medyczny obrotowy BONA



Cena brutto	508,00 zł
Cena netto	470,37 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-TR3

Opis produktu

Taboret lekarski Bona jest obrotowy i posiada okrągły podnóżek, przez co jest prosty i wygodny w użyciu. Może on stanowić wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy fryzjerskich. Wysokość obrotowego taboretu lekarskiego regulowana jest za pomocą podnośnika gazowego. Podstawa taboretu, która posiada aż pięć jezdnych kółek wykonana jest ze sztucznego tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko taboretu jest zmywalne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Taboret medyczny obrotowy BONA, cechy:

- estetyczne wykonanie,
- stabilna konstrukcja,
- nietrudny do utrzymania w czystości,
- chromowany podnóżek,
- podstawa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- pięć jezdnych kółek,
- komfortowe siedzisko,
- regulacja wysokości siedziska przy pomocy podnośnika gazowego.

Taboret medyczny na kółkach, dane techniczne:

- wysokość: od 62 cm do 80 cm
- podstawa: Ø 60
- siedzisko: Ø 34
- podnóżek regulowany w zakresie: od 20 cm do 47 cm
- dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały, 4 zieleń medyczna, 5 błękit, 6 granat, 7 ecru, 8 kremowy, 9 seledyn, 10 niebieski, 11 miodowy, 12 bordowy, 13 czerwony, 15 pomarańczowy, 16 beżowy, 17 turkusowy, 18 czarny, 19 żółty, 20 szary, 21 zielony trawiasty, 22 brązowy, 23 fuksja, 24 fioletowy, 25 limonka, 101 perła (+ 10,00 zł), 102 miedziowy (+ 10,00 zł), 106 śliwka (+ 10,00 zł), 107 morski (+ 10,00 zł), 108 grafit (+ 10,00 zł)