

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-medyczny-siodlo-p-2815.html>



Profesjonalny Taboret Medyczny Typu Siodło – Atest Higieniczny SANWIA®, Wodoodporny

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	446,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SIODŁO

Opis produktu

Taboret profilowany typu SIODŁO

Ergonomia i zdrowie kręgosłupa w Twoim gabinecie.

Taboret obrotowy z siedziskiem typu "siodło" to idealne rozwiązanie dla specjalistów spędzających wiele godzin w pozycji siedzącej. Specjalnie wyprofilowany kształt siedziska wymusza zachowanie naturalnej, prostej postawy ciała, odciążając odcinek lędźwiowy kręgosłupa. W przeciwieństwie do tradycyjnych, płaskich siedzisk, kształt siodła niweluje ucisk na uda, co sprzyja lepszemu krążeniu krwi i zapobiega drętwieniu nóg.

Model ten jest szczególnie polecany do **gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, salonów fryzjerskich oraz placówek medycznych**. Dzięki pięcioramiennej podstawie i zwrotnym kółkom, taboret zapewnia pełną mobilność, umożliwiając swobodne przemieszczanie się wokół klienta bez konieczności wstawania.

Dlaczego warto wybrać siedzisko typu SIODŁO?

- **Redukcja bólu pleców:** Wymusza prawidłową krzywiznę kręgosłupa ("lordozę lędźwiową").
- **Lepsze krążenie:** Minimalizuje ucisk na naczynia krwionośne w udach.
- **Precyzja pracy:** Zapewnia stabilną pozycję miednicy, co ułatwia wykonywanie precyzyjnych zabiegów.

Najwyższy standard higieny - materiał SANWIA® M754:

- **Odporność na płyny i oleje:** Podwyższona odporność na olejki do masażu, kosmetyki, alkohol oraz płyny ustrojowe.
- **Wodoszczelność:** Pełna ochrona tapicerki mebla przed zawilgoceniem (odporność powyżej 4000 daPa).
- **Standard medyczny:** Materiał spełnia wymagania wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Dyrektywą Rady 93/42/EWG.
- **Bezpieczeństwo chemiczne:** Nie zawiera ftalanów, związków azowych ani metali ciężkich. Zgodny z regulacjami REACH.
- **Certyfikat Öko-tex Standard 100 (Class I):** Materiał bezpieczny w kontakcie ze skórą, dopuszczony do stosowania w wyrobach dla dzieci.
- **Trudnopalność:** Spełnia wymogi normy PN-EN 1021-1 (test papierosa).
- **Wyjątkowa trwałość:** Odporność na ścieranie powyżej 40000 cykli Martindale'a oraz wysoka wytrzymałość na rozdzieranie.
- **Parametry techniczne:** Gramatura 500g/m² na solidnym nośniku poliestrowym.

Dane techniczne i wymiary:

- **Siedzisko:** Anatomicznie profilowane w kształcie siodła, wypełnione pianką o wysokiej gęstości.
- **Nośność:** do 150kg.
- **Regulacja:** Płynna regulacja wysokości (siłownik gazowy).
- **Podstawa:** Stabilna, pięcioramienna (średnica 64,5 cm).
-

Produkt objęty gwarancją producenta. Wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

DOSTĘPNE WERSJE I WYMIARY





PODSTAWA PLASTIKOWA

- Wysokość (kółka): **48 - 61 cm**
- Wysokość (stopki): **43 - 56 cm**
- Podstawa: Ø **64,5 cm**
- Siedzisko: **Profilowane**



PODSTAWA CHROMOWANA
(np. Podstawa Chrom)

- Wysokość (kółka): **45- 58 cm**
- Wysokość (stopki): **40 - 53 cm**
- Podstawa: Ø **65 cm**
- Siedzisko: **Profilowane**



PODSTAWA CHROMOWANA Z PODNÓŻKIEM

- Wysokość (kółka): **64 - 89 cm**
- Wysokość (stopki): **59 - 84 cm**
- Podstawa: Ø **65 cm**
- Siedzisko: **Profilowane**

Pielęgnacja i konserwacja tapicerki

Aby zachować trwałość materiału, prosimy o przestrzeganie zasad konserwacji:

- 1. Czyszczenie:** Zabrudzenia usuwać regularnie miękką gąbką z roztworem szarego mydła. Po czyszczeniu przemyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
- 2. Dezynfekcja:** Można stosować środki z aktywnym chlorem (do 10 000 ppm) lub alkoholem izopropylowym (do 70%).
- 3. Ostrzeżenia:** Nie prasować, nie czyścić chemicznie. Unikać wosków, rozpuszczalników i nablyszczaczy do skór naturalnych.

⚠ UWAGA: Gwarancja nie obejmuje trwałych przebarwień powstałych w wyniku kontaktu z odzieżą farбуюcą (np. jeans, zamsz) oraz śladów po środkach piśmienniczych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Kółka lub stopki do taboretu WS: Kółka , Stopki

Podstawa taboretu: plastikowa , aluminiowa (+ 250,00 zł), aluminiowa z podnóżkiem (+ 350,00 zł)