

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-medyczny-z-aluminiowa-podstawa-p-1552.html>



Taboret medyczny z aluminiową podstawą

Cena brutto	571,00 zł
Cena netto	464,23 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-TR-02

Opis produktu

Taboret medyczny posiada pięcioramienną podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Siedzisko jest tapicerowane i wypełnione pianką w celu zapewnienia jak najlepszej wygody. Regulacja wysokości położenia siedziska jest wygodna i łatwa a odbywa się za pomocą amortyzatora (sprężyny gazowej). Model ten jest powszechnie stosowany w szpitalach, przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich, domach opieki, itp.

Najwyższy standard higieny - materiał SANWIA® M754:

- **Odporność na płyny i oleje:** Podwyższona odporność na olejki do masażu, kosmetyki, alkohol oraz płyny ustrojowe.
- **Wodoszczelność:** Pełna ochrona tapicerki mebla przed zawilgoceniem (odporność powyżej 4000 daPa).
- **Standard medyczny:** Materiał spełnia wymagania wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Dyrektywą Rady 93/42/EWG.
- **Bezpieczeństwo chemiczne:** Nie zawiera ftalanów, związków azowych ani metali ciężkich. Zgodny z regulacjami REACH.
- **Certyfikat Öko-tex Standard 100 (Class I):** Materiał bezpieczny w kontakcie ze skórą, dopuszczony do stosowania w wyrobach dla dzieci.
- **Trudnopalność:** Spełnia wymogi normy PN-EN 1021-1 (test papierosa).
- **Wyjątkowa trwałość:** Odporność na ścieranie powyżej 40000 cykli Martindale'a oraz wysoka wytrzymałość na rozdzieranie.
- **Parametry techniczne:** Gramatura 500g/m² na solidnym nośniku poliestrowym.

Taboret medyczny z aluminiową podstawą, cechy:

- wytrzymała i lekka konstrukcja
- pięcioramienna podstawa
- nośność do 150kg
- estetycznie wykonany
- prosty i praktyczny
- miękkie siedzisko
- duży wybór kolorów tapicerki

Taboret medyczny z aluminiową podstawą, dane techniczne:

- wysokość na kółkach: od 45 do 58 cm
- wysokość na stopkach: od 40 do 53 cm

- średnica siedziska: 35 cm
- średnica podstawy: 65 cm

Pielęgnacja i konserwacja tapicerki

Aby zachować trwałość materiału, prosimy o przestrzeganie zasad konserwacji:

- 1. Czyszczenie:** Zabrudzenia usuwać regularnie miękką gąbką z roztworem szarego mydła. Po czyszczeniu przemyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
- 2. Dezynfekcja:** Można stosować środki z aktywnym chlorem (do 10 000 ppm) lub alkoholem izopropylowym (do 70%).
- 3. Ostrzeżenia:** Nie prasować, nie czyścić chemicznie. Unikać wosków, rozpuszczalników i nabłyszczaczy do skór naturalnych.

⚠ UWAGA: Gwarancja nie obejmuje trwałych przebarwień powstałych w wyniku kontaktu z odzieżą farбуюcą (np. jeans, zamsz) oraz śladów po środkach piśmienniczych.

Wystawiamy **paragon** lub na życzenie **fakturę VAT**.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Kółka lub stopki do taboretu WS: nie wybrano , Kółka , Stopki