

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolek-medyczny-z-podnozkiem-p-1554.html>

Stołek medyczny z podnóżkiem



Cena brutto	1 082,00 zł
Cena netto	879,67 zł
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-WS-TR-04

Opis produktu

Stołek medyczny z podnóżkiem posiada stabilną i wytrzymałą konstrukcję. Podstawa jest wykonana z polerowanego aluminium a wysokość siedziska jest regulowana za pomocą amortyzatora (sprężyny gazowej). Dodatkowo stołek lekarski został wyposażony w okrągły podnóżek zwiększający wygodę jego użytkowania oraz w oparcie pleców. Model ten znalazł zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich, itp.

Zastosowany w tym produkcie materiał skóropodobny SANWIA® M754 powlekany PWC o podwyższonej odporności na oleje, olejki do masażu, płyny fizjologiczne, alkohol i środki dezynfekcyjne z aktywnym chlorem. Ze względu na łatwość czyszczenia i wysoką odporność na zabrudzenia doskonale sprawdza się w środowisku medycznym i kosmetycznym.

Stołek medyczny z podnóżkiem, cechy:

- wytrzymała i lekka konstrukcja
- stabilna aluminiowa podstawa
- praktyczny podnóżek
- miękkie siedzisko
- duży wybór kolorów tapicerki

Stołek medyczny z podnóżkiem, cechy, dane techniczne:

- wysokość na kółkach: od 64 do 89 cm
- wysokość na stopkach od 59 do 84 cm
- średnica siedziska: 35 cm
- średnica podstawy: 65 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Kółka lub stopki do taboretu WS: BRAK , Kółka , Stopki

Oparcie taboretu WS: BRAK , Szerokie , Wąskie

