

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-medyczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-2494.html>



Taboret medyczny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	1 660,00 zł
Cena netto	1 537,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-TB-04KO/A (NP) p
Kod producenta	TB-03-110-NM-T

Opis produktu

Taboret, estetycznie wykonany ze stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9). Może on stanowić wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy fryzjerskich. Pięcioramienna podstawa, została wyposażona w koła w obudowie stalowej, ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą z podporą pod nogi. Siedzisko oraz oparcie, zostało pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję. Taboret został wyposażony tak, by zapewnić maksimum komfortu w trakcie użytkowania, dlatego jest on idealny dla osób, które pracują długotrwale w pozycji siedzącej. Głównym atutem produktu jest wyposażenie w siłownik pneumatyczny, dźwignią nożną.

Wersje taboretu:

- TB-04KO/A (NP) z podporą pod nogi, **na siłowniku małym**
- TB-04KO/A (NP) z podporą pod nogi, **na siłowniku dużym**

Taboret medyczny, cechy:

- estetyczny wygląd
- wykonanie ze stali kwasoodpornej (gat. H18N9)
- podpórka pod nogi
- wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych
- pięcioramienna podstawa
- koła ocynkowane (w tym 2 z hamulcem)
- maksimum komfortu
- siłownik pneumatyczny - dźwignia nożna

Taboret z siłownikiem MAŁYM: Dane techniczne:

- średnica podstawy: **600 mm**
- średnica siedziska: **350 mm**
- wysokość siedziska: **550-670 mm**
- koła o średnicy: **50mm**

Taboret z siłownikiem DUŻYM: Dane techniczne:

- średnica podstawy: **600 mm**
- średnica siedziska: **350 mm**
- wysokość siedziska: **715-965 mm**
- koła o średnicy: **50mm**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wybierz model siłownika: nie wybrano , siłownik MAŁY , siłownik DUŻY (+ 40,00 zł)