

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-i-uchwytyami-bocznymi-p-2290.html>



Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytyami Timago KING

Cena brutto **289,00 zł**

Cena netto **267,59 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KING SSBA- 20**

Opis produktu

Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytyami Timago KING-SSBA-20 to stabilne siedzisko pod prysznic przeznaczone dla seniorów, osób z ograniczoną mobilnością oraz użytkowników, którzy potrzebują większego bezpieczeństwa podczas codziennej kąpieli. Model łączy funkcję taboretu prysznicowego, krzesła pod prysznic z oparciem oraz siedziska z bocznymi uchwytyami, dlatego dobrze sprawdza się w łazience domowej, kabinie prysznicowej i przy opiece nad osobą starszą.

Produkt jest dobrym wyborem wtedy, gdy zwykły taboret pod prysznic bez oparcia daje zbyt małe podparcie. Oparcie pomaga wygodniej usiąść podczas mycia, a boczne uchwyty ułatwiają stabilniejsze siadanie i wstawanie. Regulowana wysokość pozwala dopasować siedzisko do wzrostu użytkownika oraz warunków w kabinie prysznicowej.

Krzesło pod prysznic dla seniora i osoby z ograniczoną mobilnością

Ten taboret prysznicowy został zaprojektowany z myślą o osobach, które nie chcą lub nie mogą stać przez cały czas kąpieli. Sprawdzi się u seniorów, osób po urazach, użytkowników osłabionych oraz wszystkich, którzy potrzebują pewnego miejsca do siedzenia podczas mycia. Dzięki szerokiemu siedzisku, oparciu i bocznym uchwytom korzystanie z prysznica może być wygodniejsze i bardziej kontrolowane.

W praktyce produkt może być wyszukiwany przez klientów jako **krzesło prysznicowe dla seniora, taboret pod prysznic z oparciem, krzesło do kabiny prysznicowej, siedzisko prysznicowe wolnostojące** albo **krzesło pod prysznic dla osoby starszej**. Wszystkie te określenia opisują ten sam typ rozwiązania: stabilne siedzisko do bezpieczniejszej kąpieli.

Dlaczego warto wybrać taboret prysznicowy z oparciem i uchwytyami?

W porównaniu ze zwykłym taboret prysznicowym model z oparciem i uchwytyami daje użytkownikowi większe poczucie podparcia. Oparcie wspiera plecy podczas siedzenia, a boczne uchwyty pomagają przy zmianie pozycji. To szczególnie ważne w przypadku osób starszych, które podczas kąpieli potrzebują stabilnego punktu oparcia.

Aluminiowa rama jest lekka i odporna na wilgoć, dlatego taboret można łatwo przestawić, wyjąć z kabiny lub dopasować do aktualnych potrzeb użytkownika. Siedzisko z tworzywa PCV jest praktyczne w codziennym użytkowaniu, a antypoślizgowe nasadki na nóżkach pomagają zwiększyć stabilność na mokrej powierzchni.

Najważniejsze zalety produktu

- **model 3w1** – taboret prysznicowy, oparcie i boczne uchwyty w jednym produkcie,
- **dla seniora i osoby z ograniczoną sprawnością** – pomoc podczas codziennej kąpieli,
- **oparcie** – wygodniejsze siedzenie i lepsze podparcie pleców,

-
- **boczne uchwyty** – łatwiejsze siadanie, wstawanie i utrzymanie stabilnej pozycji,
 - **regulowana wysokość siedziska** – możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika,
 - **lekka aluminiowa rama** – łatwe przenoszenie i odporność na warunki łazienkowe,
 - **szerokie siedzisko z PCV** – wygodne i praktyczne podczas mycia,
 - **antypoślizgowe nasadki** – większa stabilność na mokrym podłożu,
 - **maksymalne obciążenie 150 kg** – stabilna konstrukcja do codziennego użytkowania.

Dane techniczne

Produkt	taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi
Producent / seria	Timago KING
Model	KING-SSBA-20
Numer katalogowy	SM-TGO-TP-KING-SSBA-20
Kod EAN	5391532690322
Wymiary siedziska	51x30 cm
Wysokość siedziska	39-54 cm
Wysokość całkowita	71-86 cm
Waga	3,2 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Konstrukcja	rama aluminiowa
Siedzisko	tworzywo PCV
Regulacja wysokości	tak
Nasadki antypoślizgowe	tak
Gwarancja	24 miesiące

Kiedy ten model będzie lepszy niż zwykły taboret pod prysznic?

Model z oparciem i uchwytami warto wybrać wtedy, gdy użytkownik potrzebuje nie tylko miejsca do siedzenia, ale także dodatkowego podparcia. Zwykły taboret prysznicowy bez oparcia może być wystarczający dla osoby sprawniejszej, natomiast senior, osoba osłabiona lub użytkownik z problemami z równowagą często potrzebuje stabilniejszego rozwiązania. W takim przypadku krzesło pod prysznic z oparciem i bocznymi uchwytami jest praktyczniejszym wyborem.

Jeżeli użytkownik samodzielnie utrzymuje stabilną pozycję siedzącą i nie potrzebuje ani oparcia, ani podparcia dłoni, warto porównać również [prosty kwadratowy taboret prysznicowy Timago KING do 150 kg](#). Model ma siedzisko 30,5x30,5 cm, regulację wysokości 39-54 cm i lekką aluminiową konstrukcję. Przed wyborem należy sprawdzić przestrzeń potrzebną do ustawienia wszystkich czterech nóg w kabinie lub strefie prysznicowej.

Jeżeli użytkownik nie potrzebuje oparcia, ale zależy mu na lżejszym, bardziej kompaktowym siedzisku z bocznymi uchwytami, sprawdź również [taboret prysznicowy bez oparcia z uchwytami Timago KING-SS1-20](#). To model z szerokim siedziskiem 50x30 cm, regulacją wysokości 39-54 cm i maksymalnym obciążeniem 150 kg.

Jeżeli szukasz innych rozwiązań do łazienki, sprawdź również kategorię [krzesła prysznicowe](#) oraz dział [artykuły sanitarne](#). Przy urządzeniu łazienki dla seniora lub osoby niepełnosprawnej warto rozważyć także [porecze dla niepełnosprawnych](#), które mogą ułatwić korzystanie z prysznica, toalety i przestrzeni łazienkowej.