

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/taboret-stomatologiczny-z-podnozkiem-p-2339.html>



Taboret stomatologiczny z podnóżkiem

Cena brutto	929,00 zł
Cena netto	860,19 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JDT2

Opis produktu

Taboret stomatologiczny z podnóżkiem ma chromowaną podstawę osadzoną na 5 kółkach jezdnych. Regulacja stołka jest możliwa dzięki siłownikowi gazowemu, który umożliwia dopasowanie odpowiedniej wysokości do potrzeb jego użytkownika. Mechanizm znajdujący się pod siedziskiem, umożliwia regulację kąta nachylenia. Siedzisko jest wykonane z antypoślizgowego, łatwo zmywalnego poliuretanu odpornego na ścieranie i środki czyszczące. Siedzisko występuje w 2 kolorach (niebieski, czarny). Dopuszczalne obciążenie do 150 kg.

Taboret stomatologiczny z podnóżkiem, cechy:

- chromowana podstawa,
- regulacja wysokości taboretu,
- regulacja kąta nachylenia,
- siedzisko wykonane z antypoślizgowego poliuretanu
- 3 kolory obicia do wyboru (zielony, niebieski, czarny)
- estetyczny wygląd.



ERGONOMICZNE SIEDZISKO

- poliuretanowe siedzisko
- posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
- antypoślizgowy, łatwozmywalny materiał odporny na ścieranie
- regulacja wysokości oraz kąta nachylenia

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

- dopuszczalne obciążenie do 150 kg

REGULOWANY PODNÓŻEK

- chromowany podnóżek umożliwiający wygodne ułożenie nóg podczas wykonywanych zabiegów

KÓŁKA

- kółka umożliwiające łatwy transport



REGULACJA WYSOKOŚCI

• dźwignia umożliwiająca ustawienie siedziska na wybranej wysokości

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA

• dźwignia umożliwiająca ustawienie siedziska pod wybranym kątem

Taboret stomatologiczny z podnóżkiem, dane techniczne:

- Wysokość: 62-88 cm
- Wymiar siedziska (szer. x gł.): 32x46 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 5,5 kg
- Średnica podstawy: Ø 62

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor siedziska: czarny