

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/temblak-konczyny-gornej-p-1012.html>



Temblak kończyny górnej

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-C OB 304

Opis produktu

Temblak kończyny górnej stosowany jest m.in. w celu odciążenia ramienia podczas noszenia opatrunku gipsowego. Dzięki wykonaniu z przewiewnego materiału jest praktyczny i wygodny w zastosowaniu.

Temblak ten **składa się z dwóch części:**

- temblaka zawieszonego na taśmie regulowanej za pomocą rzepa
- oraz poprzecznego pasa piersiowego również regulowanego na rzep.

Produkowany jest w czterech rozmiarach **od XS do XL** dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM
XS	45-59 cm
S	60-75 cm
M	76-91 cm
L	92-107 cm
XL	>107 cm

Cechy temblaka:

- wykonany z przewiewnego materiału
- posiada pas piersiowy regulowany za pomocą rzepa
- posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję

-
- dostępne w 5 rozmiarach (obwody)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Temblak zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- podtrzymywanie i odciążenie kończyny w czasie noszenia opatrunku gipsowego
- podtrzymywanie kończyny w urazach obejmujących kości przedramienia, stawu łokciowego oraz ramienia
- w czasie procesu rehabilitacyjnego

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość temblaka: L - 92 - 107 cm , M - 76 - 91 cm , S - 60 - 75 cm , XL - pow. 107 cm , XS - 45 - 59 cm