

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/termometr-bezdotykowy-yt-1-p-2794.html>

Termometr bezdotykowy YT-1

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	106,48 zł
Cena poprzednia	239,00 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-YT-1

Opis produktu

Produkt z kategorii: termometry elektroniczne

Bezdotykowy termometr na podczerwień został zaprojektowany specjalnie do pomiaru temperatury ciała lub wybranej przez użytkownika powierzchni, a wszystko to dzięki zastosowaniu przez producenta technologii promieniowania podczerwonego. Termometr YT-1 jest urządzeniem nieinwazyjnym, co sprawia, że łatwiejszy w użytkowaniu niż tradycyjne termometry. Może służyć do pomiaru temperatury ciała zarówno człowieka dorosłego, jak i dzieci. Pomiar odbywa się bez konieczności dotykania skóry. Pomiar dokonywany jest przez skierowanie urządzenia w kierunku czoła pacjenta. Zalecany jest w szczególności do pomiaru temperatury w czasie trwającej pandemii, gdyż pomaga w wykryciu zbyt wysokiej temperatury ciała, która jest jednym z głównych kryteriów diagnostycznych koronawirusa.

Termometr odczytuje temperaturę w zakresie od 32 do 43°C. Jego dokładność to od 0,2-0,3°C.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD pokazujący 4 cyfry oraz specjalne ikonki.

Termometru można używać w warunkach, w których panuje temperatura od 10 do 40°C i wilgotność nie większa niż 85%, a przechowywać w temperaturze od 20 do 55°C.

Urządzenie ma wymiary 14,9x3,8x4,2 cm i waży (bez baterii) 68 g.

Zasilane jest za pomocą 2 baterii AAA.

Specyfikacja:

- Termometr służy do pomiaru temperatury na czole
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD,
- Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru,
- Zakres pomiaru: temperatura ciała: 32,0°C - 43,0°C
- Margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: 0,2 - 0,3°C,
- Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 0 cm - 5 cm,
- Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie 30 s,
- Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała,
- Zasilanie: 2 baterie AAA
- Podstawowe wymiary: 149 mm x 38 mm x 42 mm
- Masa netto: 68 g (bez baterii),
- Standardowe warunki działania urządzenia: Temperatura robocza otoczenia: 10°C - 40°C, Wilgotność względna: ≤

85%,

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.