

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/toaleta-geriatryczna-p-1164.html>



Krzesło toaletowe stałe Timago TGR-R KT-S 668 z pojemnikiem

Cena brutto	143,00 zł
Cena netto	132,41 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TGR-R KT-S 668

Opis produktu

Toaleta przy łóżku dla seniora, gdy dojdzie do łazienki jest trudne

Krzesło toaletowe stałe Timago TGR-R KT-S 668 z pojemnikiem to praktyczna **toaleta geriatryczna przy łóżku** dla seniora, osoby po operacji, po urazie, z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością. Produkt pomaga wtedy, gdy dojdzie do łazienki jest trudne, męczące, zbyt ryzykowne albo wymaga stałej pomocy opiekuna.

Model łączy funkcję **krzesła WC**, **krzesła sanitarnego z pojemnikiem** i toalety pomocniczej do codziennej opieki. Dzięki wyjmowanemu pojemnikowi sanitarnemu z pokrywką może być ustawiony przy łóżku, w pokoju opieki lub w łazience, czyli tam, gdzie użytkownik ma najbezpieczniejszy dostęp do toalety.

Krzesło toaletowe stałe, toaleta geriatryczna czy krzesło WC?

Ten produkt klienci mogą nazywać różnie: **krzesło toaletowe stałe**, **toaleta geriatryczna**, **krzesło WC dla seniora**, **krzesło sanitarne z pojemnikiem**, **toaleta przy łóżku** albo potocznie **przenośna toaleta dla chorego**. Wszystkie te określenia odnoszą się do tej samej potrzeby: umożliwienia bezpiecznego skorzystania z toalety osobie, która ma problem z dojdzeniem do łazienki, siadaniem lub wstawaniem.

W przeciwieństwie do samej podpórki przy WC, krzesło toaletowe ma własne siedzisko i pojemnik sanitarny. Dzięki temu może działać niezależnie od muszli sedesowej i być ustawione dokładnie tam, gdzie użytkownik faktycznie potrzebuje wsparcia.

Najważniejsza przewaga: stałe krzesło do codziennego użycia w jednym miejscu

Timago TGR-R KT-S 668 to model stały, dlatego najlepiej sprawdzi się wtedy, gdy krzesło ma być używane regularnie w jednym miejscu: przy łóżku, w pokoju opieki lub w łazience. To dobry wybór do codziennej opieki nad seniorem, osobą po zabiegu albo użytkownikiem, który potrzebuje toalety dostępnej od razu, bez rozkładania i przygotowywania konstrukcji.

Jeżeli najważniejsze jest częste chowanie, przewożenie lub składanie krzesła, lepszą alternatywą może być [składane krzesło toaletowe Timago KT 618 z pojemnikiem](#). Jeśli jednak sprzęt ma stać w jednym miejscu i być gotowy do użycia każdego dnia, stałe krzesło toaletowe będzie bardziej naturalnym rozwiązaniem.

Kiedy wybrać krzesło z pojemnikiem zamiast podpórki lub nakładki na sedes?

Krzesło toaletowe z pojemnikiem warto wybrać wtedy, gdy użytkownik ma problem z dojdzeniem do łazienki, szybko się męczy, obawia się upadku albo potrzebuje toalety blisko łóżka. Ten produkt nie tylko pomaga przy siadaniu, ale pełni funkcję osobnej toalety pomocniczej.

Jeśli osoba korzysta ze standardowego WC, ale potrzebuje boczного podparcia, właściwsza może być [podpórka do wstawiania z toalety](#). Gdy problemem jest głównie zbyt nisko osadzony sedes, warto rozważyć [nakładkę na sedes z uchwytyami bocznymi](#).

Stabilna rama, regulacja wysokości i podłokietniki do codziennej opieki

Krzesło ma stabilną stalową ramę malowaną proszkowo, odporną na korozję i przeznaczoną do codziennego użytkowania. Regulowana wysokość siedziska w zakresie 43–58 cm pozwala dopasować krzesło do wzrostu użytkownika, wysokości łóżka, warunków w łazience oraz sposobu opieki.

Boczne podłokietniki pomagają podczas siadania i wstawania, a gumowe nasadki antypoślizgowe zwiększają przyczepność do podłoża. To ważne szczególnie u osób starszych, osłabionych, po operacji, po urazie lub mających problem z utrzymaniem równowagi.

Wymowany pojemnik sanitarny z pokrywką do opieki domowej

Pod siedziskiem znajduje się **wymowany pojemnik sanitarny z pokrywką**, który można łatwo opróżnić i wyczyścić. Dzięki temu krzesło może pełnić funkcję toalety pomocniczej przy łóżku, w pokoju opieki lub w łazience.

Deska sedesowa z klapą zwiększa wygodę użytkowania i sprawia, że krzesło przypomina funkcjonalnie klasyczną toaletę, ale pozostaje niezależnym sprzętem pomocniczym dla osoby z ograniczoną mobilnością.

Dla kogo jest krzesło toaletowe stałe Timago TGR-R KT-S 668?

Model jest polecany osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, pacjentom po urazach, użytkownikom po operacjach oraz osobom, które mają trudność z samodzielnym poruszaniem się, siadaniem i wstawaniem. Może być dużym wsparciem także dla opiekunów, którzy organizują bezpieczniejsze warunki higieniczne w domu.

Produkt warto rozważyć, gdy użytkownik potrzebuje toalety blisko łóżka, ma ograniczoną sprawność nóg, nie czuje się pewnie w drodze do łazienki albo wymaga stabilnego krzesła sanitarnego do regularnego użytkowania.

Jak sprawdzić, czy Timago TGR-R KT-S 668 będzie odpowiedni?

Przed zakupem warto sprawdzić szerokość całkowitą krzesła, szerokość wewnętrzną, zakres regulacji wysokości siedziska i maksymalne obciążenie użytkownika. Ten model ma szerokość całkowitą 55 cm, szerokość wewnętrzną 44 cm, głębokość 47 cm, regulowaną wysokość siedziska 43–58 cm i maksymalne obciążenie do 110 kg.

Do pełniejszego wyposażenia łazienki dla seniora lub osoby z ograniczoną mobilnością warto sprawdzić również [artykuły sanitarne](#) oraz [porecze dla niepełnosprawnych](#). Jeśli użytkownik potrzebuje wsparcia podczas kąpieli, osobnym rozwiązaniem będą [krzesła prysznicowe](#).

Dane techniczne

Model / numer katalogowy	Timago TGR-R KT-S 668 / SM-IGO-AS-TGR-R KT-S 668
Kod EAN	5902983720140
Typ produktu	stałe krzesło toaletowe z pojemnikiem sanitarnym
Materiał ramy	stal malowana proszkowo
Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	44 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43–58 cm
Wysokość całkowita	64–79 cm
Wymiary siedziska	33 x 37 cm
Waga produktu	4,8 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Pojemnik sanitarny	wymowany, z pokrywką
Wyposażenie	deska sedesowa z klapą, pojemnik sanitarny z pokrywką, podłokietniki boczne, gumowe nasadki antypoślizgowe
Gwarancja	24 miesiące

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy krzesło toaletowe stałe może stać przy łóżku?

Tak. Krzesło ma własne siedzisko oraz wymowany pojemnik sanitarny, dlatego może być ustawione przy łóżku, w pokoju opieki albo w łazience jako toaleta pomocnicza dla seniora lub osoby z ograniczoną mobilnością.

Czym różni się krzesło toaletowe stałe od składanego?

Model stały jest przeznaczony głównie do regularnego użytkowania w jednym miejscu. Krzesło składane będzie praktyczniejsze wtedy, gdy produkt ma być często chowany, przewożony lub przechowywany na małej przestrzeni.

Czy Timago TGR-R KT-S 668 ma regulowaną wysokość?

Tak. Wysokość siedziska można regulować w zakresie 43–58 cm, a wysokość całkowita krzesła wynosi 64–79 cm.

Jaki jest maksymalny udźwąg tego krzesła toaletowego?

Maksymalne obciążenie modelu wynosi 110 kg.

Czy pojemnik sanitarny można wyjąć?

Tak. Pojemnik sanitarny jest wyjmowany i wyposażony w pokrywkę, co ułatwia opróżnianie oraz czyszczenie.

Kiedy wybrać krzesło toaletowe zamiast nakładki na sedes?

Krzesło toaletowe będzie lepsze, gdy użytkownik potrzebuje osobnej toalety pomocniczej blisko łóżka lub ma trudność z dojściem do łazienki. Nakładka na sedes sprawdza się wtedy, gdy osoba korzysta ze standardowego WC, ale potrzebuje wyższego siedziska.

Czy to krzesło toaletowe nadaje się dla osoby po operacji?

Tak, może być pomocne dla osoby po operacji, urazie lub w okresie osłabienia, gdy dojście do łazienki jest trudne albo wymaga pomocy opiekuna.