

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-toaletowe-dla-seniora-p-2440.html>



Krzesło toaletowe dla seniora

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	212,04 zł
Cena poprzednia	264,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-KT 023C

Opis produktu

Krzesło toaletowe dla seniora na kółkach to niezastąpiony sprzęt pomocniczy, stworzony z myślą o zapewnieniu wyjątkowego komfortu i bezpieczeństwa podczas codziennych czynności fizjologicznych. Przeznaczone przede wszystkim dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dysfunkcjami czy też dla tych, które utraciły zdolność samodzielnego poruszania się oraz siadania i wstawania.

Jego solidna stalowa rama, malowana proszkowo, gwarantuje nie tylko trwałość, ale także łatwość w przechowywaniu, dzięki funkcji składanej. Deska sanitarna z wygodną klapą sprawia, że korzystanie z tego krzesła staje się nie tylko funkcjonalne, ale także higieniczne. Pojemnik sanitarny umieszczony pod siedziskiem zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych.

Niezwykle praktyczne są regulowane na wysokość nóżki zakończone kółkami, co ułatwia dostosowanie krzesła do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wszystkie koła wyposażone są w blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Maksymalne obciążenie wynoszące 120 kg świadczy o solidności i wytrzymałości produktu.

Krzesło toaletowe dla seniora, dane techniczne;

- Szerokość całkowita: 56 cm
- Szerokość wewnętrzna: 46 cm
- Głębokość całkowita: 47 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 42,6 - 53,2 cm
- Wysokość całkowita od podłoża: 72,2 - 82,63 cm
- Wymiar siedziska: 38 cm x 40 cm
- Waga: 8,0 kg

To krzesło toaletowe na kółkach to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, ale także gwarancja bezpieczeństwa i komfortu podczas codziennych czynności. Dzięki niemu codzienność staje się łatwiejsza i bardziej dostępna dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.