

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tor-do-nauki-chodzenia-ii-p-1743.html>

Tor do nauki chodzenia II



Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 870,37 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-TNCH2

Opis produktu

Prezentowany w naszej ofercie tor do nauki chodzenia zalecany jest do ćwiczeń i rehabilitacji osobom z wadami rozwojowymi kończyn. Stanowią niezbędny element wyposażenia na oddziałach rehabilitacyjnych, kinezyterapii, ortopedii i neurologii. Do wykonania konstrukcji zastosowano najwyższej jakości metalowe profile które gwarantują solidność i trwałość naszego produktu. Przegrody służące do regulowania poziomem trudności podczas ćwiczeń zostały wykonane z drewna. Profile metalowe zostały zabezpieczone warstwą lakieru. Poręczę podlegają regulacji co umożliwi dopasowanie ich wysokości do postury pacjenta.

Cechy produktu:

- poprawia koordynację, elastyczność oraz siłę mięśni
- dla osób z wadami rozwojowymi kończyn
- wykonany z profili metalowych
- malowany proszkowo
- solidny, trwały
- odporny na uszkodzenia
- estetyczny wygląd

Dane techniczne:

- długość: 3000 mm
- szerokość całkowita: 1255 mm
- szerokość bieżni: 736 mm
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- waga: 60 kg
- regulacja wysokości poręczy: 690 mm - 1090 mm
- regulacja rozstawu szerokości poręczy: 370 mm - 700 mm
- rozstaw otworów w poziomie: 430 mm
- rozstaw otworów w pionie (w odniesieniu do podłogi toru): 35 mm, 95 mm, 155 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.