

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tor-do-nauki-chodzenia-p-1700.html>

Tor do nauki chodzenia



Cena brutto	4 446,00 zł
Cena netto	4 116,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-TNCH1

Opis produktu

Prezentowany w naszej ofercie tor do nauki chodzenia zalecany jest do ćwiczeń i rehabilitacji osobom z wadami rozwojowymi kończyn. Stanowią niezbędny element wyposażenia na oddziałach rehabilitacyjnych, kinezyterapii, ortopedii i neurologii. Do wykonania konstrukcji zastosowano najwyższej jakości metalowe profile które gwarantują solidność i trwałość naszego produktu. Przegrody służące do regulowania poziomem trudności podczas ćwiczeń zostały wykonane z drewna. Profile metalowe zostały zabezpieczone warstwą lakieru. W celu zapewnienia pacjentom maksimum bezpieczeństwa producent pokrył podłogę toru gumową wykładziną antypoślizgową. Poręczę podlegają regulacji co umożliwia dopasowanie ich wysokości do postury pacjenta.

Cechy produktu:

- poprawia koordynację, elastyczność oraz siłę mięśni
- dla osób z wadami rozwojowymi kończyn
- wykonany z profili metalowych
- malowany proszkowo
- solidny, trwały
- odporny na uszkodzenia
- estetyczny wygląd
- podłoga toru pokryta gumą antypoślizgową

Dane techniczne:

- długość: 3000 mm
- szerokość całkowita: 1255 mm
- szerokość bieżni: 740 mm
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- waga: 62 kg
- regulacja wysokości poręczy: 690 mm - 1090 mm
- regulacja rozstawu szerokości poręczy: 370 mm - 700 mm
- rozstaw otworów w poziomie: 200 mm, 350 mm, 500 mm
- rozstaw otworów w pionie (w odniesieniu do podłogi toru): 36 mm, 79 mm, 122 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.