

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tor-do-nauki-chodzenia-z-przeszkodami-p-164.html>

Tor do nauki chodzenia z przeszkodami

Cena brutto	3 150,00 zł
Cena netto	2 916,67 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-TM-T/U

Opis produktu

Prezentowany tor polecany jest szczególnie osobom z dysfunkcjami kończyn dolnych. Stanowi on wyposażenie między innymi na oddziałach ortopedii lub kinezyterapii. Tor ten posiada stalowe poręcze oraz słupki. Natomiast drewniana jest konstrukcja bieżni toru oraz przeszkody. Jedną z zalet tego toru jest możliwość wyjmowania przeszkód. Ponadto tor posiada regulację wysokości oraz rozstawu pochwytów. Wysokość pochwytów może być regulowana w zakresie 63 - 115 cm, a ich rozstaw od 35 do 75cm. Wymiary całkowite toru: 320 cm - długość toru z podjazdami, 300 cm - długość pochwytów oraz 60 cm - szerokość bieżni.

Cechy toru:

- stalowe poręcze i słupki
- drewniana konstrukcja bieżni
- drewniane przeszkody
- regulacja wysokości i rozstawu
- możliwość wyjmowania przeszkód

Parametry techniczne:



Długość toru z podjazdami:
320 cm



Długość pochwytów: 300 cm



Regulacja wysokości
pochwytów: 63 - 115 cm



Szerokość bieżni: 60 cm



Rozstaw pochwytów: 35 - 75
cm



Max. obciążenie: 150kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.