

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/trojnog-inwalidzki-p-1124.html>



Trójnóg inwalidzki

Cena brutto	68,00 zł
Cena netto	62,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-KiL-JMC-C_2680SL

Opis produktu


Trójnóg inwalidzki wykonany jest ze stali malowanej proszkowo (podstawa) oraz aluminium (rączka). Rączka posiada możliwość regulacji od 77 do 98 cm, dzięki czemu pasowała będzie dla osób o różnym wzroście. Chromowana rączka zakończona jest **miękkim, piankowym uchwytem**, co zapewnia wygodę użytkowania.

Trójnóg posiada szeroki rozstaw nóg: 24,5 x 29,5 cm, co zapewnia mu dużą stabilność. Dzięki wymiennym gumkom trójnóg może służyć przez bardzo długi czas.

Trójnóg jest bardzo lekki, gdyż jego **waga to zaledwie 600 g**, a maksymalne obciążenie to 100 kg.

Cechy trójnogu:

- rama aluminiowo-stalowa,
- chromowana, ergonomiczna rączka,
- regulowana wysokość,
- miękki, piankowy uchwyt,
- malowana proszkowo podstawa,
- trzy punkty podparcia,
- wymienne gumki,
- dostępny w kolorze: srebrno-czarnym.



A Regulacja wysokości: 77-98 cm
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Waga: 0,6 kg
Wymiary podstawy: 24,5 cm x 29,5 cm
Kolor podstawy: czarny
+/- 0,5 -1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.