

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/tutor-unieruchamiajacy-staw-skokowy-p-1056.html>



Tutor unieruchamiający staw skokowy

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	97,22 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C STS 603

Opis produktu

Tutor stawu skokowego stosowany jest w szerokiej gamie przypadłości związanych z kostką.

Wykonany jest z nieelastycznego materiału, co pozwala na wyjątkowo mocne unieruchomienie stawu. Tutor składa się z dwóch części. Pierwszą jest sznurowany but z usztywnieniami bocznymi. Drugą część stanowi system taśm zabezpieczających przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej.

Tutor ten zabezpiecza niestabilność stawu w kierunkach bocznym i przyśrodkowym dzięki zastosowaniu w nim stałek bocznych.

Dzięki zastosowaniu lekkich, bocznych wzmocnień obejmujących kostki, orteza ta pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Dodatkowe taśmy obecne w ortezie zabezpieczają przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej.

Materiał, z którego wykonany jest tutor jest nieelastyczny lecz przepuszcza powietrze, co gwarantuje komfort noszenia.

Produkowany jest w pięciu rozmiarach **od S do XXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD KOSTKI
S	24-26 cm
M	26-28 cm
L	28-31 cm
XL	31-34 cm
XXL	34-37 cm

Cechy tutora:

-
- składa się ze sznurowanego buta z usztywnieniami oraz systemu taśm
 - wykonany z nieelastycznego materiału przepuszczającego powietrze
 - wykorzystywany dla mocnej stabilizacji
 - dostępna w 5 rozmiarach (obwodach)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Tutor zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- skręcenia lub zwknięcia stawu skokowego
- złamania
- uszkodzenia więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego
- zwyrodnienia stawu
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów
- w procesie rehabilitacji po unieruchomieniu gipsowym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ortezy kostki: L - 28 - 31 cm , M - 26 - 28 cm , S - 24 - 26 cm , XL - 31 - 34 cm , XXL - 34 - 37 cm