

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-dla-niepełnosprawnych-mocowany-do-podlogi-p-1111.html>



Uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do podłogi

Cena brutto	124,00 zł
Cena netto	114,81 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UWCL/P
Kod producenta	CPL-WCB

Opis produktu

Uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do podłogi - bezpieczeństwo i komfort w Twojej łazience

Solidny uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do podłogi to niezastąpiony element wyposażenia każdej funkcjonalnej łazienki. Zapewnia stabilne podparcie, zwiększa samodzielność użytkowników oraz minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się podczas korzystania z toalety czy prysznica. To nie tylko praktyczne, ale i komfortowe rozwiązanie dla osób starszych oraz z ograniczoną mobilnością.


Dzięki możliwości montażu zarówno przy WC, jak i w strefie prysznicowej, uchwyt ten pełni funkcję poręczy prysznicowej oraz uchwyty łazienkowego dla niepełnosprawnych. Oferowany model wyróżnia się trwałością i ergonomicznym kształtem – wykonany ze stali i pokryty proszkową farbą w białym kolorze, doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami łazienkowymi.

Dostępny w wariantach lewym i prawym, o średnicy fi 25 mm, uchwyt do łazienki idealnie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników, oferując im większą niezależność i komfort w codziennym funkcjonowaniu.

Uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do podłogi, kluczowe zalety:

- dedykowany uchwyt dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- montaż do ściany i podłogi – zwiększona stabilność,
- idealny jako poręcz przy WC,
- odporny na wilgoć, trwały i łatwy w utrzymaniu czystości,
- malowany proszkowo – estetyczny wygląd i dodatkowa ochrona,
- szybki i nieskomplikowany montaż,
- sprawdza się w domach prywatnych i placówkach opiekuńczych.

Uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do podłogi, specyfikacja techniczna;



Model uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UWCLewy - 7	700	700	200	300
UWCPrawy - 7	700	700	200	300
UWCLewy - 8	800	800	200	300
UWCPrawy - 8	800	800	200	300

Nie czekaj – zainwestuj w poręcz łazienkową, która podniesie poziom bezpieczeństwa i ułatwi codzienne czynności. Nasze uchwyty prysznicowe i poręcze łazienkowe to sprawdzony wybór, który łączy jakość, funkcjonalność i nowoczesne wzornictwo.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UWCL - 7 fi 25 , UWCP - 7 fi 25 , UWCL - 8 fi 25 (+ 6,00 zł), UWCP - 8 fi 25 (+ 6,00 zł)