

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-dla-niepełnosprawnych-porecz-do-lazienki-p-2827.html>

Uchwyt dla niepełnosprawnych, poręcz do łazienki



Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	106,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UU-5Mø32

Opis produktu


Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas stania przy umywalce.

Przyrząd ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze **stali malowanej proszkowo na kolor biały, dodatkowo posiada maskownice, co nadaje uchwyтови estetyczny wygląd.**

Przyrząd zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania zarówno **osobom starszym jak i niepełnosprawnym**. Taki uchwyt stosowany jest **w szpitalach, mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.**

Cechy produkty:

- przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- montowany przy umywalkach,
- posiada ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- z maskownicami
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania,
- stosowany w mieszkaniach, domach opieki,
- fi 32mm
- łatwy w montażu



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UU - 5 M Ø 32	500	150	225
UU - 6 M Ø 32	600	150	225
UU - 7 M Ø 32	700	150	225
UU - 8 M Ø 32	800	150	225

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt umywalkowy: UU - 5 M Ø 32 , UU - 6 M Ø 32 (+ 18,00 zł), UU - 7 M Ø 32 (+ 22,00 zł), UU - 8 M Ø 32 (+ 29,00 zł)