

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-do-lazienki-montowany-do-sciany-fi-32-p-2842.html>



Uchwyt do łazienki montowany do ściany fi 32

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	152,78 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UWCL-7-8-fi32

Opis produktu


Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas siadania na toalecie i wstawania z toalety. W odróżnieniu od poprzedniego modelu uchwyt do WC prezentowany montowany jest zarówno do podłogi, jak i do ściany.

Przyrząd ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały.

Przyrząd zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- montowany przy WC,
- montowany do ściany i podłogi,
- solidny i trwały,
- posiada ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania,
- stosowany w mieszkaniach, domach opieki,
- fi 32,
- łatwy w montażu.



Oznaczenie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Uchwyt				
UWCL - 7 Ø 32	700	700	200	300
UWCP - 7 Ø 32	700	700	200	300
UWCL - 8 Ø 32	800	800	200	300
UWCP - 8 Ø 32	800	800	200	300

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt do WC montowany do ściany: UWCL - 7 , UWCP - 7 , UWCL - 8 (+ 5,00 zł), UWCP - 8 (+ 5,00 zł)