

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-katowy-do-lazienek-fi-32-p-2832.html>



Uchwyt kątowy do łazienek fi 32


Cena brutto	148,00 zł
Cena netto	137,04 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UKL-6/4-fi32

Opis produktu

Ten uchwyt kątowy przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się lub wchodzenia i wychodzenia z wanny. Nadaje się do zamocowania w łazience lub koło łóżka. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, chorym jak i niepełnosprawnym. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem. Posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placowkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt kątowy,
- lewy lub prawy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience lub koło łóżka,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- fi 32,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKL - 6/4 ø 32	600	400	102
UKP - 6/4 ø 32	600	400	102
UKL - 8/4 ø 32	800	400	102
UKP - 8/4 ø 32	800	400	102
UKL - 10/4 ø 32	1000	400	102
UKP - 10/4 ø 32	1000	400	102
UKL - 10/6 ø 32	1000	600	102
UKP - 10/6 ø 32	1000	600	102
UK - 5 ø 32	500	500	102
UK - 6 ø 32	600	600	102

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu kątownego: UK-5 fi 32 , UK-6 fi 32 (+ 8,00 zł) , UKL-6/4 fi 32 (+ 8,00 zł) , UKP-6/4 fi 32 (+ 8,00 zł) , UKL-8/4 fi 32 (+ 5,00 zł) , UKP-8/4 fi 32 (+ 5,00 zł) , UKL-10/4 fi 32 (+ 16,00 zł) , UKP-10/4 fi 32 (+ 16,00 zł) , UKL-10/6 fi 32 (+ 19,00 zł) , UKP-10/6 fi 32 (+ 19,00 zł)