

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-katowy-do-lazienki-malowany-proszkowo-fi-32-p-2833.html>

## Uchwyt kątowy do łazienki malowany proszkowo fi 32

Cena brutto	<b>65,00 zł</b>
Cena netto	<b>60,19 zł</b>
Dostępność	<b>W magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SM-CPL-UKS-fi32</b>

### Opis produktu

Ten uchwyt kątowy przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się lub wchodzenia i wychodzenia z wanny. Nadaje się do zamocowania w łazience lub koło łóżka. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, **chorym jak i niepełnosprawnym**. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed **poślizgnięciem lub przewróceniem**. Posiada **muszkrakram, szafiach, opiek** oraz **przebieg, wale, i, proszkowo, w, k, os, b, s, t, a, r, z, e, i, n, i, e, p, e, l, n, o, s, p, r, a, w, n, y, e**. Takie osoby są one.

### Cechy produkty:

- uchwyt kątowy,
- lewy lub prawy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience lub koło łóżka,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przez poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- fi 32,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.

---

Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKSL - 8/4 ø 32	800	400	102
UKSP - 8/4 ø 32	800	400	102
UKS 3 ø 32	300	300	102
UKS 6 ø 32	600	600	102

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Uchwyt kątowy:** UKS 3 fi 32 , UKS 6 fi 32 (+ 33,00 zł ), UKSL - 8/4 fi 32 (+ 33,00 zł ), UKSP - 8/4 fi 32 (+ 33,00 zł )