

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-katowy-do-lazienki-malowany-proszkowo-p-2831.html>

Uchwyt kątowy do łazienki malowany proszkowo




Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	72,22 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UKS

Opis produktu

Ten uchwyt kątowy przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się lub wchodzenia i wychodzenia z wanny. Nadaje się do zamocowania w łazience lub koło łóżka. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, **chorym jak i niepełnosprawnym**. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed **poślizgnięciem lub przewróceniem**. Posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt kątowy,
- lewy lub prawy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience lub koło łóżka,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- fi 25,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Oznaczenie Uchwyty	A [mm]	B [mm]
UKSL - 8/4	800	400
UKSP - 8/4	800	400
UKS 3	300	300
UKS 6	600	600

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu kątownego: UKS 3 , UKS 6 (+ 45,00 zł), UKSL - 8/4 (+ 45,00 zł), UKSP - 8/4 (+ 45,00 zł)