

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-katowy-do-lazienki-z-maskownicami-dla-niepełnosprawnych-p-2835.html>

Uchwyt kątowy do łazienki z maskownicami - dla niepełnosprawnych




Cena brutto	118,00 zł
Cena netto	109,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UKS-M-fi32

Opis produktu

Ten uchwyt kątowy przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w **utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się lub wchodzenia i wychodzenia z wanny**. Nadaje się do zamocowania **w łazience lub koło łóżka**. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, chorym jak i niepełnosprawnym. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem. Posiada **ergonomiczny kształt** i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo i posiada dodatkowo **maskownice - jest w kolorze białym**. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt kątowy,
- lewy lub prawy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience lub koło łóżka,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- z maskownicami
- fi 32,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKSL - 8/4 M Ø 32	800	400	102
UKSP - 8/4 M Ø 32	800	400	102
UKS 3 M Ø 32	300	300	102
UKS 6 M Ø 32	600	600	102

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu kątownego: UKS 3 M fi 32 , UKS 6 M fi 32 (+ 59,00 zł), UKSL - 8/4 M fi 32 (+ 59,00 zł), UKSP - 8/4 M fi 32 (+ 59,00 zł)