


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-katowy-p-1121.html>



Uchwyt kątowy

Cena brutto	121,00 zł
Cena netto	112,04 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UK

Opis produktu


Produkt z kategorii: poręcze dla niepełnosprawnych

Ten uchwyt kątowy przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się lub wchodzenia i wychodzenia z wanny. Nadaje się do zamocowania w łazience lub koło łóżka. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, chorym jak i niepełnosprawnym. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem. Posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym.

Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt kątowy,
- lewy lub prawy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience lub koło łóżka,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przez poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- fi 25,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKPrawy - 6/4	600	400	102
UKLewy - 6/4	600	400	102
UKPrawy - 8/4	800	400	102
UKLewy - 8/4	800	400	102
UK - 5	500	500	102
UK - 6	600	600	102

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt kątowy: UK - 5 , UK - 6 (+ 15,00 zł) , UKL - 6/4 , UKP - 6/4 , UKL - 8/4 (+ 15,00 zł) , UKP - 8/4 (+ 15,00 zł)