

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-katowy-pod-prysznic-ze-stali-nierdzewnej-p-2836.html>



Uchwyt kątowy pod prysznic ze stali nierdzewnej

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	233,33 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UK-INOX-fi25
Kod producenta	SM-CPL-UK

Opis produktu

Opis produktu

Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych to niezastąpione wsparcie dla osób starszych, chorych oraz z ograniczoną sprawnością ruchową. Prezentowany uchwyt kątowy wykonany jest ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm i zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo podczas codziennego korzystania z łazienki.

Dzięki przemysłowej konstrukcji i ergonomii, uchwyt ten idealnie sprawdza się w miejscach takich jak prysznic, wanna czy okolice łóżka, wspomagając utrzymanie równowagi i chroniąc przed poślizgnięciem lub upadkiem.

Zastosowanie poręczy łazienkowej

Nasze **poręcze do łazienki** są przeznaczone zarówno do użytku domowego, jak i w placówkach takich jak domy opieki, szpitale czy ośrodki rehabilitacyjne. Poręcz może być montowana w łazience, przy prysznicu lub wannie, a także obok łóżka – wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bezpieczne podparcie.

Cechy i zalety

- Uchwyt kątowy – dostępny w wersji lewej lub prawej
- Dedykowany dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
- Pomaga w utrzymaniu równowagi i samodzielności
- Chroni przed poślizgnięciem i upadkiem
- Ergonomiczny kształt zwiększający komfort
- Estetyczny i trwały – stal nierdzewna fi 25 mm
- Łatwy w montażu
- Wyprodukowany w Polsce
- Zarejestrowany jako wyrób medyczny – 8% VAT

Specyfikacja techniczna

Materiał

Wysokiej jakości stal nierdzewna, odporna na korozję i wilgoć, idealna do warunków łazienkowych.

Średnica

25 mm – optymalna do pewnego chwytu, zapewniająca komfort i bezpieczeństwo.


Montaż

Uchwyt łazienkowy jest łatwy do zamocowania na ścianie – wystarczą standardowe kołki rozporowe. Montaż możliwy zarówno w pionie, jak i poziomie.

Zastosowanie

Idealne **uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej**, a także dla seniorów, rekonwalescentów i osób z ograniczoną mobilnością.

Wybierając nasze **poręcze do łazienki**, inwestujesz w komfort i bezpieczeństwo – swoje lub bliskiej osoby. Postaw na sprawdzone **uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych**, które od lat wspierają niezależność tysięcy użytkowników.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKLewy - 6/4 INOX $\varnothing$ 25	600	400	102
UKPrawy - 6/4 INOX $\varnothing$ 25	600	400	102
UKLewy - 8/4 INOX $\varnothing$ 25	800	400	102
UKPrawy - 8/4 INOX $\varnothing$ 25	800	400	102
UK - 5 INOX $\varnothing$ 25	500	500	102
UK - 6 INOX $\varnothing$ 25	600	600	102

Wykonujemy również uchwyty niestandardowe, pod indywidualne zamówienie Klienta. Czas realizacji ustalany indywidualnie.

Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKLewy - 10/4 INOX $\varnothing$ 25 *	1000	400	102
UKPrawy - 10/4 INOX $\varnothing$ 25 *	1000	400	102
UKLewy - 10/6 INOX $\varnothing$ 25 *	1000	600	102


UKPrawy - 10/6
INOX ø 25 *

1000

600

102

UWAGA!! Opcjonalnie jest możliwość dokupienia uchwytu na słuchawkę prysznicową.



Zdjęcie prezentowane na stronie z zastosowaniem uchwytu ma charakter wizualizacji i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Uchwyty przedstawione na zdjęciu mogą być użyte w kontekście aranżacyjnym i nie stanowią dokładnej reprezentacji finalnego produktu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu kątowego: UK - 5 INOX fi 25 , UKL - 6/4 INOX fi 25 , UKP - 6/4 INOX fi 25 , UK - 6 INOX fi 25 (+ 15,00 zł), UKL - 8/4 INOX fi 25 (+ 15,00 zł), UKP - 8/4 INOX fi 25 (+ 15,00 zł), UKP - 10/4 INOX fi 25 (POD ZAMÓWIENIE) (+ 30,00 zł), UKL - 10/4 INOX fi 25 (POD ZAMÓWIENIE) (+ 30,00 zł), UKP - 10/6 INOX fi 25 (POD ZAMÓWIENIE) (+ 45,00 zł), UKL - 10/6 INOX fi 25 (POD ZAMÓWIENIE) (+ 45,00 zł)

Wybierz uchwyt na słuchawkę prys: Nie , Tak (+ 160,00 zł)