

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-lazienkowy-prosty-z-maskownicami-fi-32mm-p-2824.html>

Uchwyt łazienkowy prosty z maskownicami fi 32mm



Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	78,70 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UP-M-3-10

Opis produktu

Uchwyty łazienkowe proste- malowane proszkowo z maskownicami fi 32 mm.


Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas stania i poruszania się. Uchwyt nadaje się do zamocowania w łazience lub obok łóżka.

Przyrząd ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo. Jest łatwy w montażu i może być zamocowany zarówno poziomo jak i pionowo. Dostępny jest w kolorze białym.

Przyrząd zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produktu:

- łatwy montaż
- możliwość montażu pionowego i poziomego
- z maskownicami
- w zestawie osprzęt do montażu
- ergonomiczny kształt
- wykonane ze stali
- malowane proszkowo
- kolor: biały
- fi 32 mm
- instrukcja w języku polskim
- gwarancja 12 miesięcy



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	A + 75 [mm]
UP - 3 M Ø 32	300	102	375
UP - 4 M Ø 32	400	102	475
UP - 5 M Ø 32	500	102	575
UP - 6 M Ø 32	600	102	675
UP - 7 M Ø 32	700	102	775
UP - 8 M Ø 32	800	102	875
UP - 9 M Ø 32	900	102	975
UP - 10 M Ø 32	1000	102	1075

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyty łazienkowe proste: UP - 3 M fi 32 , UP - 4 M fi 32 (+ 6,00 zł) , UP - 5 M fi 32 (+ 8,00 zł) , UP - 6 M fi 32 (+ 12,00 zł) , UP - 7 M fi 32 (+ 15,00 zł) , UP - 8 M fi 32 (+ 16,00 zł) , UP - 9 M fi 32 (+ 21,00 zł) , UP - 10 M fi 32 (+ 27,00 zł)