

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-lazienkowy-prosty-ze-stali-nierdzewnej-fi-32mm-p-2825.html>



Uchwyt łazienkowy prosty ze stali nierdzewnej fi 32mm

Cena brutto	158,00 zł
Cena netto	146,30 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-INOX-fi32--UP-2-10

Opis produktu

Poręcze łazienkowe ze stali nierdzewnej kierowane są przede wszystkim dla osób starszych, niepełnosprawnych, które chcą się czuć bezpiecznie podczas siadania, wstawania, czy przemieszczania się. Oferowane przez nas produkty pozwalają nie tylko zwiększyć samodzielność, ale zapewniają komfort samych użytkowników.

Sposób wykonania, połączony z estetycznym wykonaniem, sprawia, że poręcze łazienkowe ze stali nierdzewnej z powodzeniem mogą być stosowane w warunkach domowych, jak i w miejscach użyteczności publicznej (urzędy, domy pomocy społecznej, obiekty służby zdrowia itp.).


Uchwyty łazienkowe mogą być montowane obok łóżka, mogą stanowić wyposażenie WC, toalet i łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Dezynfekcja:

Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy spryskać preparatem dezynfekującym i pozostawić na 15 minut. Następnie dokładnie spłukać bieżącą wodą.

Cechy produktu:

- Wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- fi 32mm,
- Wyposażony w maskownice,
- Łatwy montaż,
- W zestawie osprzęt do montażu,
- Instrukcja w języku polskim,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Estetyczny wygląd,
- Łatwość dezynfekcji,
- Solidne wykonanie,
- Przeznaczony dla osób starszych, niepełnosprawnych,
- Idealny do domu,
- Sprawdzi się w obiektach użyteczności publicznej.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	A + 75 [mm]
UP - 3 INOX Ø 32	300	102	375
UP - 4 INOX Ø 32	400	102	475
UP - 5 INOX Ø 32	500	102	575
UP - 6 INOX Ø 32	600	102	675
UP - 7 INOX Ø 32	700	102	775
UP - 8 INOX Ø 32	800	102	875
UP - 9 INOX Ø 32	900	102	975
UP - 10 INOX Ø 32	1000	102	1075

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyty proste INOX: UP-3 INOX , UP-4 INOX (+ 8,00 zł), UP-5 INOX (+ 13,00 zł), UP-6 INOX (+ 18,00 zł), UP-7 INOX (+ 23,00 zł), UP-8 INOX (+ 28,00 zł), UP-9 INOX (+ 33,00 zł), UP-10 INOX (+ 40,00 zł)