

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-lazienkowy-uchylny-do-wc-p-3291.html>



Uchwyt łazienkowy uchylny do WC

Cena brutto	272,00 zł
Cena netto	251,85 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UC-UUWCW-5/6

Opis produktu

Uchylna poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych - bezpieczeństwo i komfort w każdej łazience

Praktyczna i solidna **poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych** to niezastąpione wsparcie dla osób starszych oraz mających trudności z poruszaniem się. Dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi i funkcji uchyłania, ten uchwyt doskonale sprawdza się przy toalecie – pomaga w bezpiecznym siadaniu i wstawaniu, minimalizując ryzyko upadków.


Prezentowany **uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych** wykonany jest z trwałej stali malowanej proszkowo na elegancki, matowy czarny kolor. Montowany bezpośrednio do podłogi, gwarantuje stabilność i wytrzymałość, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Nowoczesny design i estetyczne wykończenie sprawiają, że uchwyt doskonale komponuje się z wystrojem każdej łazienki.

To idealne rozwiązanie dla prywatnych domów, mieszkań, domów opieki czy placówek medycznych, w których przebywają osoby z ograniczoną mobilnością. **Poręcze do łazienki** nie tylko podnoszą komfort, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo codziennych czynności higienicznych.

Najważniejsze cechy produktu:

- dedykowany osobom starszym i niepełnosprawnym,
- wspomaga utrzymanie równowagi podczas korzystania z toalety,
- **uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej** zapewniają bezpieczeństwo i stabilność,
- ergonomiczna konstrukcja,
- wykonanie z malowanej proszkowo stali (kolor: matowy czarny),
- funkcja uchyłania dla większej wygody,
- montaż do podłogi,
- estetyczny wygląd i solidne wykonanie,
- wysokość: 70 cm, średnica rurki: fi 25 mm.

Uchylna poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych, specyfikacja techniczna;



Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
UUWCW - 5	500	112	100	200	700
UUWCW - 6	600	112	100	200	700

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, nasze **poręcze łazienkowe** to gwarancja komfortu i niezależności – zarówno w domowej łazience, jak i w placówkach opiekuńczych. Wybierz sprawdzone **poręcze do łazienki** i zadбай o bezpieczeństwo bliskich!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UUWCW - 5 , UUWCW - 6 (+ 9,00 zł)