

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-lazienkowy-wolnostojacy-dla-niepełnosprawnych-p-2840.html>



Uchwyt łazienkowy wolnostojący dla niepełnosprawnych


Cena brutto	183,00 zł
Cena netto	169,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWCW-6s

Opis produktu

Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas siadania na toalecie i wstawania z toalety. Przyrząd ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Ponadto uchwyt ten posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Ponadto uchwyt ten posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały.

Cechy produktu:

- dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- ze stałym ramieniem,
- mocowany do podłogi,
- zapewnia komfort i bezpieczeństwo,
- estetyczny wygląd,
- solidne wykonanie,
- fi 25.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
UUWCW-6s	600	112	120	220	800

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.