

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-prysznicowy-poziomo-pionowy-p-2859.html>



Uchwyt prysznicowy poziomo-pionowy


Cena brutto	237,00 zł
Cena netto	219,44 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UPPP-fi25

Opis produktu

Ten uchwyt kątowy przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się lub wchodzenia i wychodzenia spod prysznica. Nadaje się do zamocowania w łazience. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, chorym jak i niepełnosprawnym. Posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt prysznicowy
- poziomo-pionowy
- prawy lub lewy
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- fi 25,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UPPP-L-6/6/6	600	600	600
UPPP-P-6/6/6	600	600	600
UPPP-L-8/8/4	800	800	400
UPPP-P-8/8/4	800	800	400

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz uchwyt prysznicowy: UPPP-L-6/6/6 , UPPP-P-6/6/6 , UPPP-L-8/8/4 (+ 14,00 zł), UPPP-P-8/8/4 (+ 14,00 zł)