

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-prysznicowy-z-maskownicami-fi-32-p-2861.html>

Uchwyt prysznicowy - z maskownicami fi 32



Cena brutto	185,00 zł
Cena netto	171,30 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UKP-5-7M


Opis produktu

Ten uchwyt prysznicowy, przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się pod prysznicem. Nadaje się do zamocowania w łazience. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, chorym jak i niepełnosprawnym. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem. Posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym. Dodatkowym atutem produktu, są maskownice, dzięki którym wygląd jego jest bardziej estetyczny.

Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt prysznicowy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- fi 32,
- z maskownicami
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKP-5 M Ø 32	500	500	102
UKP-6 M Ø 32	600	600	102
UKP-7 M Ø 32	700	700	102

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz uchwyt prysznicowy: UKP-5 M fi 32 , UKP-6 M fi 32 (+ 8,00 zł), UKP-7 M fi 32 (+ 18,00 zł)