

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-prysznicowy-ze-stali-nierdzewnej-fi-25-p-2862.html>



Uchwyt prysznicowy ze stali nierdzewnej fi 25

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	233,33 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UKP-5-7-INOX-fi25

Opis produktu

Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych - uchwyt prysznicowy ze stali nierdzewnej

Poręcze łazienkowe są nieocenioną pomocą w codziennym życiu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Uchwyt prysznicowy ze stali nierdzewnej o średnicy fi 25 to produkt, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania w każdej łazience. Doskonały zarówno dla osób starszych, jak i dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, uchwyt łazienkowy stanowi wsparcie w utrzymaniu równowagi podczas korzystania z prysznica.

Poręcze do łazienki - bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie

Poręcze do łazienki, w tym uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych, to rozwiązanie, które zmienia przestrzeń łazienkową w miejsce bardziej bezpieczne i dostępne. Uchwyt prysznicowy pomaga zapobiegać poślizgnięciom oraz przewróceniom, zapewniając stabilność podczas codziennych czynności. Dzięki ergonomicznemu kształtowi uchwyt jest wygodny w użytkowaniu, a stal nierdzewna, z której jest wykonany, gwarantuje trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Uchwyt do łazienki dla osoby niepełnosprawnej - niezawodne wsparcie

Uchwyt łazienkowy dla osoby niepełnosprawnej to produkt, który idealnie sprawdzi się w każdym domu, mieszkaniu, a także w placówkach takich jak domy opieki. Użycie odpowiednich uchwyty i poręczy w łazience może znacznie poprawić jakość życia osób z ograniczoną mobilnością. Montaż poręczy łazienkowej to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort użytkowników, którzy wymagają dodatkowego wsparcia w codziennych czynnościach higienicznych.


Cechy produktu:

- **Uchwyt prysznicowy** o średnicy fi 25, wykonany ze stali nierdzewnej.
- **Poręcze łazienkowe** zapewniające stabilność osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
- **Uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych** zapewniające bezpieczeństwo podczas korzystania z prysznica.
- **Pomocny w utrzymaniu równowagi**, zapobiega poślizgnięciom oraz przewróceniom.
- **Ergonomiczny kształt** zapewniający wygodę użytkowania.
- **Solidne wykonanie** ze stali nierdzewnej gwarantującej trwałość i odporność na korozję.

- **Łatwy montaż** i estetyczny wygląd, pasujący do każdej łazienki.
- **Produkt wyprodukowany w kraju**, zarejestrowany jako wyrób medyczny.
- Sprzedawany z **stawką VAT 8%**.

Gdzie stosować uchwyt łazienkowy?

Uchwyt prysznicowy to niezastąpione akcesorium w każdej łazience, szczególnie w mieszkaniach i domach opieki, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne. Dzięki poręczom do łazienki osoby z ograniczoną mobilnością mogą czuć się pewniej i bezpieczniej, co przekłada się na ich codzienny komfort życia.



Oznaczenie Uchwyty	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UKP-5 INOX Ø 25	500	500	102
UKP-6 INOX Ø 25	600	600	102
UKP-7 INOX Ø 25	700	700	102

Zdjęcie prezentowane na stronie z zastosowaniem uchwyty ma charakter wizualizacji i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Uchwyty przedstawione na zdjęciu mogą być użyte w kontekście aranżacyjnym i nie stanowią dokładnej reprezentacji finalnego produktu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz uchwyt prysznicowy: UKP-5 INOX fi 25 , UKP-6 INOX fi 25 (+ 15,00 zł), UKP-7 INOX fi 25 (+ 29,00 zł)