

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylny-do-wc-fi-32-p-2854.html>

Uchwyt uchylny do WC fi 32




Cena brutto	272,00 zł
Cena netto	251,85 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWCW - 5-8-fi32

Opis produktu

Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas siadania na toalecie i wstawania z toalety. Przyrządek ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Dzięki temu urządzenie jest mocowane do podłogi. Jest to urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo użytkownika zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym. Takie urządzenie stosowane jest w miejscach, gdzie często pojawiają się osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produktu:

- dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- uchylny,
- mocowany do podłogi,
- wysokość 70 lub 80 cm,
- zapewnia komfort i bezpieczeństwo,
- estetyczny wygląd,
- solidne wykonanie,
- fi 32.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
UUWCW - 5 Ø 32 500		150	120	220	700 lub 800
UUWCW - 6 Ø 32 600		150	120	220	700 lub 800
UUWCW - 7 Ø 32 700		150	120	220	700 lub 800
UUWCW - 8 Ø 32 800		150	120	220	700 lub 800

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wysokość uchwytu: brak , 70 cm , 80 cm

Uchwyt uchylny do WC: UUWCW - 5 fi 32 , UUWCW - 6 fi 32 (+ 10,00 zł) , UUWCW - 7 fi 32 (+ 15,00 zł) , UUWCW - 8 fi 32 (+ 20,00 zł)