

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylny-do-wc-p-1117.html>



## Uchwyt uchylny do WC

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>138,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>127,78 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>SM-CPL-UUWC</b> |
| Kod producenta   | <b>CPL-WCB</b>     |

### Opis produktu

#### **Bezpieczne i komfortowe poręcze łazienkowe - uchylna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami**

Uchwyt do łazienki to niezastąpione wsparcie dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, które potrzebują dodatkowej stabilizacji podczas korzystania z toalety. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanej formie, uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych znacząco podnoszą komfort codziennego funkcjonowania.

Prezentowana poręcz uchylna do WC została wykonana z wytrzymałej stali malowanej proszkowo na kolor biały, co zapewnia estetyczny wygląd. Ergonomiczny kształt uchwyty gwarantuje pewny chwyt i wygodne użytkowanie, a funkcja uchylna pozwala na łatwe odchylenie poręczy, gdy nie jest potrzebna. To idealne rozwiązanie do łazienek prywatnych, domów opieki oraz placówek medycznych.


Montowana bezpośrednio do ściany poręcz uchylna jest nie tylko praktyczna, ale również prosta w instalacji. Jej uniwersalny wygląd i funkcjonalność sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezależność użytkownikom.

#### ***Uchwyt uchylny do WC, cechy produktu;***

- idealna dla seniorów oraz osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
- uchwyt do łazienki wspomagający siadanie i wstawanie z toalety,
- poręcz uchylna – wygodne odchylenie, gdy nie jest w użyciu,
- montaż do ściany – stabilność i trwałość,
- ergonomiczny kształt i wygodny chwyt,
- wykonanie ze stali malowanej proszkowo (kolor biały),
- średnica fi 25 – dopasowana do dłoni,
- łatwa instalacja, bezproblemowe użytkowanie,
- zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podczas codziennych czynności.

Jeśli szukasz niezawodnego wsparcia – te uchwyty prysznicowe to praktyczny wybór dla Twojej łazienki. Postaw na jakość, wygodę i bezpieczeństwo – wybierz uchwyt, który spełni oczekiwania zarówno domowników, jak i profesjonalnych placówek.

#### ***Uchwyt uchylny do WC, specyfikacja techniczna***



| Model uchwyty | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| UUWC - 4      | 400    | 112    | 100    | 150    |
| UUWC - 5      | 500    | 112    | 100    | 150    |
| UUWC - 6      | 600    | 112    | 100    | 150    |
| UUWC - 7      | 700    | 112    | 100    | 150    |
| UUWC - 8      | 800    | 112    | 100    | 150    |

## Produkty uzupełniające do bezpiecznej łazienki

Jeśli produkt jest wybierany z myślą o osobie starszej, użytkownika z ograniczoną mobilnością lub osobie w trakcie rehabilitacji, warto rozważyć także wyposażenie ułatwiające korzystanie z toalety. Praktycznym uzupełnieniem łazienki może być [nakładka na sedes z uchwytyami bocznymi 12 cm](#), która podwyższa muszlę toaletową i zapewnia dodatkowe podparcie podczas siadania oraz wstawania.

Sprawdź również kategorię [artykuły sanitarne](#) oraz [poręcze dla niepełnosprawnych](#), aby dobrać kompletne wyposażenie zwiększające wygodę i bezpieczeństwo w łazience.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz model uchwyty:** UUWC - 4 fi 25 , UUWC - 5 fi 25 (+ 8,00 zł ) , UUWC - 6 fi 25 (+ 15,00 zł ) , UUWC - 7 fi 25 (+ 22,00 zł ) , UUWC - 8 fi 25 (+ 29,00 zł )