

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylny-do-wc-malowany-proszkowo-p-2852.html>

Uchwyt uchylny do WC malowany proszkowo



Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	175,93 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWC-5-8-fi32

Opis produktu


Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas siadania na toalecie i wstawania z toalety.

Przyrząd ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Dzięki temu, że istnieje możliwość uchyłania prezentowanego uchwyty korzystanie z niego jest jeszcze bardziej komfortowe

Przyrząd zapewnia bezpieczeństwo użytkowania zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produktu:

- dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- ułatwia korzystanie z toalety,
- poręcz uchylna,
- montowana do ściany,
- ergonomiczny kształt,
- uchwyt wykonany ze stali malowanej proszkowo,
- kolor biały,
- komfort i bezpieczeństwo,
- wygodne użytkowanie,
- fi 32,
- poręcz łatwa w montażu.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UUWC - 5 Ø 32	500	150	120	220
UUWC - 6 Ø 32	600	150	120	220
UUWC - 7 Ø 32	700	150	120	220
UUWC - 8 Ø 32	800	150	120	220

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt uchylny do WC: UUWC - 5 fi 32 , UUWC - 6 fi 32 (+ 10,00 zł), UUWC - 7 fi 32 (+ 16,00 zł), UUWC - 8 fi 32 (+ 20,00 zł)