

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylny-do-wc-ze-stali-nierdzewnej-fi-25-p-2856.html>

Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej fi 25

Cena brutto	638,00 zł
Cena netto	590,74 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWCW-5-8-INOX-fi25
Kod producenta	SM-CPL-UWC

Opis produktu

Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej - poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych i osób starszych

Funkcjonalna i bezpieczna **poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych** to niezbędny element wyposażenia każdej łazienki dostosowanej do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Prezentowany **uchwyt uchylny do WC** wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej o średnicy fi 25, co gwarantuje trwałość, odporność na korozję i estetyczny wygląd. Produkt został **wyprodukowany w Polsce**, wpisany do rejestru wyrobów medycznych i objęty preferencyjną stawką VAT 8%.

Dzięki uchylnej konstrukcji oraz **mocowaniu do podłogi**, ten **uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych** jest wyjątkowo komfortowy w codziennym użytkowaniu. Zastosowanie ergonomicznego kształtu znacząco poprawia stabilność podczas siadania i wstawania z toalety, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Poręcze do łazienki tego typu znajdują zastosowanie nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale także w domach opieki, szpitalach i placówkach rehabilitacyjnych. To praktyczne i bezpieczne **uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej**, które zwiększają samodzielność użytkowników i minimalizują ryzyko upadków.


Najważniejsze cechy produktu:

- dedykowany **dla osób starszych i niepełnosprawnych**,
- niezastąpiony w utrzymaniu równowagi podczas korzystania z toalety,
- **ergonomiczny kształt** dla maksymalnego komfortu,
- wykonany z trwałej **stali nierdzewnej** (fi 25),
- **uchylny mechanizm** zwiększający funkcjonalność,
- solidne **mocowanie do podłogi**,
- wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania,
- **estetyczne wykończenie** i solidna konstrukcja,
- wpisany do rejestru wyrobów medycznych,

- objęty 8% stawką VAT.

Zadbaj o wygodę i bezpieczeństwo – wybierz wysokiej jakości **poręcze łazienkowe**, które zapewniają niezależność i komfort każdego dnia.

Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej, specyfikacja techniczna;



Oznaczenie Uchwyty	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
UUWCW - 5 INOX Ø 25	500	112	120	250	800
UUWCW - 6 INOX Ø 25	600	112	120	250	800
UUWCW - 7 INOX Ø 25	700	112	120	250	800
UUWCW - 8 INOX Ø 25	800	112	120	250	800

UWAGA!! Opcjonalnie jest możliwość dokupienia do uchwytu zawieszki na papier toaletowy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UUWCW - 5 INOX fi 25 , UUWCW - 6 INOX fi 25 (+ 10,00 zł), UUWCW - 7 INOX fi 25 (+ 20,00 zł), UUWCW - 8 INOX fi 25 (+ 30,00 zł)