

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylny-do-wc-ze-stali-nierdzewnej-fi-32-p-2858.html>



Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej fi 32

Cena brutto	588,00 zł
Cena netto	544,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWCW-6-INOX-fi32

Opis produktu

Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej fi 32 - poręcz łazienkowa dla osób starszych i niepełnosprawnych

Uchwyt uchylny do WC mocowany do podłogi to niezastąpiony element wyposażenia każdej łazienki, w której przebywają osoby z ograniczoną mobilnością. Idealnie sprawdzi się zarówno w domach prywatnych, jak i w placówkach opiekuńczych, szpitalach czy domach seniora. Ten ergonomiczny uchwyt do łazienki dla osoby niepełnosprawnej zapewnia nie tylko wygodę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podczas korzystania z toalety.


Dzięki możliwości uchyłania, poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika, nie zajmując jednocześnie zbyt dużo miejsca. Montaż do podłogi zapewnia wyjątkową stabilność, a wykonanie ze stali nierdzewnej (fi 32) gwarantuje trwałość, odporność na korozję i łatwość w utrzymaniu czystości.

Ten uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych to produkt wysokiej jakości, zaprojektowany z myślą o codziennym komforcie i niezależności użytkowników. Z powodzeniem zastąpi tradycyjne poręcze do łazienki, oferując przy tym nowoczesny design i estetyczne wykończenie.

Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej fi 32, najważniejsze cechy;

- Przeznaczony dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami
- Pomaga w zachowaniu równowagi podczas siadania i wstawania z toalety
- Ergonomiczny kształt zapewniający wygodę użytkownika
- Stal nierdzewna fi 32 - trwałość i odporność na wilgoć
- Funkcja uchylna dla większej elastyczności użytkowania
- Montaż do podłogi gwarantujący stabilność
- Estetyczny i nowoczesny wygląd

Uchwyt uchylny do WC ze stali nierdzewnej fi 32, specyfikacja techniczna;



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
UUWCW - 6	600	150	120	250	800
INOX Ø 32					

UWAGA!! Opcjonalnie jest możliwość dokupienia do uchwytu zawieszki na papier toaletowy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz zawieszkę na papier: Nie , Tak (+ 87,00 zł)