

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylly-stal-nierdzewna-fi-32-p-2857.html>



Uchwyt uchylly - stal nierdzewna fi 32

Cena brutto	470,00 zł
Cena netto	435,19 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWC-INOX-fi32
Kod producenta	SM-CPL-UWC

Opis produktu

Uchylly poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych i seniorów - komfort i bezpieczeństwo w Twojej łazience


Nowoczesna poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych to nieocenione wsparcie dla osób starszych oraz z ograniczoną mobilnością. Zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie, idealnie sprawdzi się zarówno w prywatnych domach, jak i w domach opieki, szpitalach czy placówkach specjalistycznych.

Ten uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych znacząco ułatwia codzienne korzystanie z toalety – pomaga w bezpiecznym siadaniu i wstawaniu, stabilizuje sylwetkę i daje użytkownikowi poczucie niezależności.

Najważniejsze cechy produktu:

- dedykowany dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- ergonomiczny kształt zapewniający wygodę użytkowania,
- uchylly poręcz – możliwość podnoszenia dla większej funkcjonalności,
- łatwy montaż do ściany,
- wykonany z trwałej stali nierdzewnej o średnicy fi 32 mm,
- dostępny w czterech długościach do wyboru,
- odporny na wilgoć i łatwy w utrzymaniu czystości,
- zarejestrowany jako wyrób medyczny,
- wyprodukowany w Polsce,
- objęty preferencyjną stawką VAT 8%.

Uchylly poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych i seniorów, specyfikacja techniczna;



Oznaczenie Uchwyty	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UUWC - 6 INOX Ø 32	600	150	120	250
UUWC - 7,5 INOX Ø 32	750	150	120	250
UUWC - 8 INOX Ø 32	800	150	120	250
UUWC - 8,5 INOX Ø 32	850	150	120	250

UWAGA!! Opcjonalnie jest możliwość dokupienia do uchwytu zawieszki na papier toaletowy.

Niezależnie od tego, czy szukasz poręczy do łazienki dla bliskiej osoby, czy kompletujesz wyposażenie dla placówki opiekuńczej – ten uchwyt do łazienki dla osoby niepełnosprawnej spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Dzięki solidnemu wykonaniu i przemysłowej konstrukcji, nasze poręcze łazienkowe oferują nie tylko pomoc w codziennym funkcjonowaniu, ale również pewność i bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UUWC-6 fi 32 INOX , UUWC-7,5 fi 32 INOX (+ 22,00 zł), UUWC-8 fi 32 INOX (+ 28,00 zł), UUWC-8,5 fi 32 INOX (+ 36,00 zł)

Wybierz zawieszkę na papier: Nie , Tak (+ 87,00 zł)