

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-uchylny-z-noga-malowany-proszkowo-p-2853.html>



Uchwyt uchylny z nogą malowany proszkowo

Cena brutto	218,00 zł
Cena netto	201,85 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUWC-5-8-NOGA-fi32

Opis produktu


Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas siadania na toalecie i wstawania z toalety.

Przyrząd ten wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, oparty na nodze.

Przyrząd zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- montowany przy WC,
- posiada ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania,
- stosowany w mieszkaniach, domach opieki,
- fi 32,
- z nogą,
- łatwy w montażu.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
UUWC - 5 noga Ø 32	500	150	120	220	680
UUWC - 6 noga Ø 32	600	150	120	220	680
UUWC - 7 noga Ø 32	700	150	120	220	680
UUWC - 8 noga Ø 32	800	150	120	220	680

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt uchylny do WC z podparcie: UUWC - 5 noga fi 32 , UUWC - 6 noga fi 32 (+ 10,00 zł), UUWC - 7 noga fi 32 (+ 18,00 zł), UUWC - 8 noga fi 32 (+ 27,00 zł)