


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-umywalkowy-do-toalet-publicznych-p-1109.html>



Uchwyt umywalkowy do toalet publicznych

Cena brutto	106,00 zł
Cena netto	98,15 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUL/P-4
Kod producenta	SM-CPL-UUB

Opis produktu

Uchwyty łazienkowe do umywalki - bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie do toalet publicznych

Prezentujemy profesjonalny **uchwyt umywalkowy** przeznaczony do montażu w toaletach publicznych, placówkach medycznych i obiektach użyteczności publicznej. Ten **uchwyt do łazienki** dostępny jest w wersji lewej lub prawej, co pozwala na dostosowanie go do układu każdej przestrzeni. Wykonany z trwałej rury stalowej o średnicy 25 mm i malowany proszkowo na kolor biały, łączy w sobie solidność, estetykę i łatwość w utrzymaniu czystości.

Nasze **poręcze łazienkowe** znajdują zastosowanie m.in. w szpitalach, przychodniach, domach opieki, hotelach oraz restauracjach – wszędzie tam, gdzie liczy się komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Produkt został zaprojektowany z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową – jako **uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych**, skutecznie wspiera samodzielność i stabilność podczas codziennych czynności higienicznych.


Dostępny w trzech długościach, uchwyt można precyzyjnie dopasować do rodzaju i rozmiaru umywalki oraz dostępnej przestrzeni. Jego **polska produkcja** to gwarancja wysokiej jakości wykonania oraz zgodności z restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa. Co więcej, produkt został wpisany na listę wyrobów medycznych i objęty stawką VAT 8%, co czyni go atrakcyjną opcją dla placówek medycznych i instytucjonalnych.

Wybierając nasze **poręcze prysznicowe** lub uchwyty do umywalek, inwestujesz w trwałość, niezawodność oraz bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Solidna konstrukcja, odporność na wilgoć i łatwość czyszczenia sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie zarówno do nowoczesnych łazienek prywatnych, jak i obiektów komercyjnych.

Uchwyt umywalkowy do toalet publicznych, cechy produktu;

- uniwersalny uchwyt umywalkowy – dostępny w wersji lewej i prawej
- stalowa rura Ø 25 mm, malowanie proszkowe na biało
- trzy długości do wyboru – dopasowanie do każdej przestrzeni
- rekomendowany jako uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych
- zastosowanie: toalety publiczne, placówki medyczne, hotele, restauracje
- produkt wpisany na listę wyrobów medycznych
- wyprodukowany w Polsce – najwyższa jakość i trwałość
- łatwe utrzymanie czystości, nowoczesny wygląd
- sprzedaż ze stawką VAT 8%.

Uchwyt umywalkowy do toalet publicznych, dane techniczne:



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UULewy - 4 fi 25	400	112	150	250
UUPrawy - 4 fi 25	400	112	150	250
UULewy - 5 fi 25	500	112	150	250
UUPrawy - 5 fi 25	500	112	150	250
UULewy - 6 fi 25	600	112	150	250
UUPrawy - 6 fi 25	600	112	150	250

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UUL- 4 fi 25 , UUP- 4 fi 25 , UUL- 5 fi 25 (+ 8,00 zł), UUP- 5 fi 25 (+ 8,00 zł), UUL- 6 fi 25 (+ 15,00 zł), UUP- 6 fi 25 (+ 15,00 zł)