

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-umywalkowy-lewyprawy-ze-stali-nierdzewnej-inox-p-1697.html>



Uchwyt umywalkowy lewy/prawy ze stali nierdzewnej INOX

Cena brutto	231,00 zł
Cena netto	213,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UU-INOX-UULP-4-6

Opis produktu

Poręcze łazienkowe INOX – Bezpieczeństwo i Komfort dla Osób Niepełnosprawnych

Poręcze łazienkowe ze stali nierdzewnej INOX to idealne rozwiązanie dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, które pragną czuć się bezpiecznie podczas siadania, wstawania, czy przemieszczania się w łazience. Oferowane przez nas **uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych** zapewniają nie tylko wyższy poziom samodzielności, ale również komfort użytkowania, dzięki solidnemu wykonaniu i estetycznemu designowi.

Poręcze do łazienki z tej serii charakteryzują się wysoką jakością stali nierdzewnej, co sprawia, że są odporne na działanie wilgoci, a ich powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości. Dzięki temu, **poręcze łazienkowe dla niepełnosprawnych** doskonale sprawdzają się zarówno w warunkach domowych, jak i w obiektach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, domy pomocy społecznej czy placówki medyczne.

Uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej są nieocenionym wsparciem w takich przestrzeniach jak WC, toalety czy łazienki przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Dzięki ich zastosowaniu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z tych pomieszczeń, czując się bezpiecznie i komfortowo.

Dezynfekcja i Konserwacja: **Uchwyty łazienkowe** ze stali nierdzewnej są produktem wielokrotnego użytku. Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny, po każdorazowym użyciu należy spryskać je preparatem dezynfekującym i pozostawić na 15 minut. Następnie należy je dokładnie spłukać bieżącą wodą, co gwarantuje dbałość o czystość i higienę w łazience.


Uchwyt umywalkowy lewy/prawy ze stali nierdzewnej INOX, cechy produktu;

- Wykonane ze stali nierdzewnej INOX
- Uchwyt umywalkowy stały (lewy lub prawy), fi 25 mm
- Wyposażone w maskownice
- Łatwy montaż – w zestawie osprzęt do montażu
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 12 miesięcy
- Estetyczny wygląd i łatwość dezynfekcji

- Solidne wykonanie, zapewniające bezpieczeństwo
- Przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych
- Idealne do użytku w domu oraz w obiektach użyteczności publicznej
- Produkt wyprodukowany w Polsce, wpisany do rejestru wyrobów medycznych
- Sprzedawane ze stawką 8% VAT
- Opcjonalnie możliwość dokupienia zawieszki na papier toaletowy

Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych to doskonały wybór, który zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort użytkowania w każdej łazience, zarówno w domu, jak i w placówkach publicznych. Dzięki solidnej konstrukcji i nowoczesnemu designowi, nasze **uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych** doskonale wpisują się w potrzeby użytkowników wymagających wsparcia w codziennych czynnościach.


Uchwyt umywalkowy lewy/prawy ze stali nierdzewnej INOX, specyfikacja techniczna;



Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UUL (lewy) - 4 INOX Ø 25	400	112	150	250
UUP (prawy) - 4 INOX Ø 25	400	112	150	250
UUL (lew y) - 5 INOX Ø 25	500	112	150	250
UUP (prawy) -	500	112	150	250

5 INOX ø 25				
UUL (lewy) - 6 INOX ø 25	600	112	150	250
UUP (prawy) - 6 INOX ø 25	600	112	150	250

UWAGA!! Opcjonalnie jest możliwość dokupienia do uchwytu zawieszki na papier toaletowy.



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UUL - 4 INOX ø 25 , UUP - 4 INOX ø 25 , UUL - 5 INOX ø 25 (+ 15,00 zł) , UUP - 5 INOX ø 25 (+ 15,00 zł) , UUL - 6 INOX ø 25 (+ 29,00 zł) , UUP - 6 INOX ø 25 (+ 29,00 zł)

Wybierz zawieszkę na papier: Nie , Tak (+ 87,00 zł)