

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-umywalkowy-staly-do-lazienki-lewyprawy-p-2828.html>

Uchwyt umywalkowy stały do łazienki lewy/prawy



Cena brutto	176,00 zł
Cena netto	162,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UUL/P-M-5-6

Opis produktu


Uchwyt ten przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest on przyrządem bardzo pomocnym w utrzymaniu równowagi podczas stania przy umywalce.

Przyrząd ten ma ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, **dodatkowo posiada maskownice**, dzięki czemu uchwyt wygląda estetyczniej.

Przyrząd zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym. Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- montowany przy umywalkach,
- posiada ergonomiczny kształt,
- lewy lub prawy
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- maskownice
- zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania,
- stosowany w mieszkaniach, domach opieki,
- fi 32,
- łatwy w montażu.



Oznaczenie Uchwyty	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
UUL - 4 M Ø 32	400	150	150	250
UUP - 4 M Ø 32	400	150	150	250
UUL - 5 M Ø 32	500	150	150	250
UUP - 5 M Ø 32	500	150	150	250
UUL - 6 M Ø 32	600	150	150	250
UUP - 6 M Ø 32	600	150	150	250

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt umywalkowy: UUL - 4 M fi 32 , UUL - 5 M fi 32 (+ 7,00 zł), UUL - 6 M fi 32 (+ 13,00 zł), UUP - 4 M fi 32 , UUP - 5 M fi 32 (+ 7,00 zł), UUP - 6 M fi 32 (+ 13,00 zł)